


Brukerveiledning

C-FILL
mini G



COXO[®]

www.coxotec.com



Foshan COXO Medical Instrument Co., Ltd

BLDG 4, District A Guangdong New Light Source Industrial Base, South of Luocun Avenue Nanhai
District Foshan 528226 Guangdong China



Lotus NL B.V.

Koningin Julianaplein 10, 1e Verd, 2595AA, The Hague, Netherlands.
E-mail : peter@lotusnl.com

CE 0197

Anbefalede afstande mellem bærbart og mobilt RF-kommunikationsudstyr og -enhed

Enheden er beregnet til brug i et elektromagnetisk miljø, hvor udstrålet RF-interferens styres. Enhedens kunde eller bruger kan hjælpe med at forhindre elektromagnetisk interferens ved at opretholde en minimumsafstand mellem bærbart og mobilt RF-kommunikationsudstyr (sendere) og enheden som anbefalet nedenfor i henhold til kommunikationsudstyrets maksimale udgangseffekt.

Nominal maksimal udgangseffekt for sendere Jeg synes, det er en meget god 20.

Separationsstop i henhold til senderfrekvens

150 kHz til 80 MHz
 $d=1.2 \times P^{1/2}$

80 MHz til 800 MHz
 $d=1.2 \times P^{1/2}$

800 MHz til 2,5 GHz
 $d=2.3 \times P^{1/2}$

0.01	0.12	0.12	0.23
0.1	0.38	0.38	0.73
1	1.2	1.2	2.3
10	3.8	3.8	7.3
100	12	12	23

For sendere, der er klassificeret med en maksimal udgangseffekt, der ikke er angivet ovenfor, kan den anbefalede adskillelsesafstand d i meter (m) estimeres ved hjælp af den ligning, der gælder for senderfrekvensen, hvor P er senderens maksimale udgangseffekt i watt (W) ifølge senderproducenten.

BEMÆRK1: Ved 80 MHz og 800 MHz gælder adskillelsesafstanden for det højere frekvensområde.

BEMÆRK2: Denne politik gælder muligvis ikke i alle situationer. Elektromagnetisk forringelse påvirkes af absorption og refleksion fra strukturer, objekter og mennesker.

Introduktioner

Tak, fordi du købte enheden.

Du opnår optimal sikkerhed og ydeevne ved at læse disse betjeningsvejledninger omhyggeligt, før du bruger denne enhed, og være opmærksom på advarsler og forholdsregler.

Opbevar betjeningsvejledningen et praktisk sted, så du hurtigt og nemt kan få adgang til dem.


Innholds fortegnelse

- » Advarsel
- » Påtænkt anvendelse
- » Kontraindikasjoner
- » Funksjoner
- » Produktbeskrivning
- » Installation
- » Brugsanvisning
- » Klinisk bruk
- » Vedlikeholdelse
- » Oplad batteriet
- » Rengøring, desinfeksjon og sterilisering
- » Fejlfinding
- » Drifts- og lagermiljø
- » Genbruk og bortskaffelse

Garanteret

» Standardsymboler

» Retningslinjer og Tillverkarens deklarasjon --EMC

Vejledning og produktionserklæring — elektromagnetisk immunitet			
Enheten er beregnet til bruk i det elektromagnetiske miljø, der er anført nedenfor. Kunden eller brukeren af enheden skal sikre, at den brukes i et sådant miljø.			
Immunitetstest	IEC 60601-testniveau	Samsvarsnivå	Elektromagnetisk miljø - Vejledning
C-industriell RF IEC 61000-4-6	3 Vrms 150 kHz til 80 MHz 6 vrms i ISM Forbuds (förbuds) 3 V/m 80 MHz til 2,7 GHz	SPECIFIKATIONER FOR 385 MHz- 5785 Mhz CHASSISPORT IMMUNITET FOR trådløst RF-kommu- nikasjonsudstyr (se tabel 9 i IEC 60601 -1-2:2014)	Bærbart og mobilt RF- kommunikasjonsutstyr bør ikke anvendes tettere på nogen del af instrumentet, herunder kabler, end den anbefalede adskillelsesafstand beregnet ud fra den ligning, der gælder for senderfrekvensen. Anbefalet adskillelsesafstand $.2,2 \times P^{1/2}$ $d=1,2 \times P^{1/2}$ 80 MHz 800 Mhz $d=2,3 \times P^{1/2}$ 80 MHz 2,5 Ghz Hvis P er senderens maksimale udgangseffekt i watt (W) ifølge senderproducenten, og d er den anbefalede adskillelsesafstand i meter (m). Feltstyrker fra faste RF-sendere, bestemt ved en elektromagnetisk undersøgelse, symbol: 
Utstrålt RF IEC 61000-4-3	SPECIFIKATIONER FOR 385 MHz- 5785 Mhz CHASSISPORT IMMUNITET FOR trådløst RF-kommunikasjonsud- styr (se tabel 9 i IEC 60 601-1-2:2014)		
BEMÆRK 1: Ved 80 MHz og 800 MHz gælder det højere frekvensområde. NOTE 2: Denne politik gælder muligvis ikke i alle situationer. Elektromagnetisk forstyrrelse påvirkes af absorption og refleksion fra strukturer, objekter og mennesker.			
Feltstyrker fra faste sendere, såsom basisstationer til radiotelefoner (mobil/trådløs) og landmobilradioer, amatørradioer, AM- og FM-radioudsendelser og tv-udsendelser, kan ikke forudsiges teoretisk med nøjagtighed. For at vurdere det elektromagnetiske miljø på grund af faste RF-sendere bør en elektromagnetisk undersøgelse overvejes. Hvis den målte feltstyrke på det sted, hvor anordningen anvendes, overstiger det relevante RF-overholdelsesniveau ovenfor, skal anordningen overholdes for at kontrollere normal drift. Hvis der registreres unormal ydeevne, kan der være behov for yderligere handlinger, f.eks. b Under frekvensområdet 150 kHz til 80 MHz skal feltstyrken være mindre end 3 V/m.			

Vejledning og produktionserklæring — elektromagnetisk immunitet			
Enheden er beregnet til brug i det elektromagnetiske miljø, der er anført nedenfor. Kunden eller brugeren af enheden skal sikre, at den bruges i et sådant miljø.			
Immunitetstest	IEC 60601-testniveau	Samsvarsnivå	Elektromagnetisk miljø - Vejledning
Elektrostatisk udladning (ESD) IEC 61000-4-2	kontaktperson for ± 8 kV ± 4 kV, ± 8 kV, ± 15 kV luft	kontaktperson for ± 8 kV ± 4 kV, ± 8 kV, ± 15 kV luft	Gulvene skal være træ-, beton- eller keramiske fliser. Hvis gulvet er dækket af syntetisk materiale, skal den relative luftfugtighed være mindst 30%.
Elektrisk hurtigt forbigående/sprængt IEC 61000-4-4	± 2 kV til rørledninger ± 1 kV for inngangs/outputlinjer	± 2 kV til rørledninger ± 1 kV for inngangs/outputlinjer	Elkvaliteten skal være af atypisk kommerciel eller hospital miljøforkæmpere
Bølge IEC 61000-4-5	$\pm 0,5$ kV og ± 1 kV forskelstilstand almindelig tilstand for $\pm 0,5$ kV, ± 1 kV og ± 2 kV	$\pm 0,5$ kV og ± 1 kV forskelstilstand $\pm 0,5$ kV, ± 1 kV og \pm fælles 2kV-tilstand	Kvaliteten af elektricitet bør være et typisk kommercielt miljø eller hospitalsmiljø.
Spændingsfald, korte afbrydelser og spændingsvariationer på strømforsyningskabler IEC 61000-4-11	100 % U_T (100% dukkert i.) til $U_T 0,5$ cyklus 100 % U_T (100% dukkert i.) til $U_T 1$ cyklus 30 % U_T 70% fald i) i U_T cyklusser på 25/30 100 % U_T (100% dukkert i.) i U_T 250/300 cyklus	100 % U_T (100% indfald i U_T .) for 0,5 cyklus 100 % U_T (100% dukkert i.) til $U_T 1$ cyklus 30 % U_T (70% dukkert i) for $U_T 25/30$ cyklusser 100 % U_T (100% dukkert i.) i U_T 250/300 cyklus	Kvaliteten af elektricitet bør være et typisk kommercielt miljø eller hospitalsmiljø. Hvis brugeren af enheden kræver fortsat drift under et strømsvigt, anbefales det, at enheden bruges fra en enhed eller et batteri, der ikke kan afbrydes.
Effektfrekvens (50/60 Hz) magnetfelt IEC 61000-4-8	3A/m	3A/m	Magnetfelter med effektfrekvens bør være på niveauer, der er karakteristiske for en typisk placering i en typisk kommerciel eller hospital intervention.
BEMÆRK: U_T er en .c. netspænding, før testniveauet påføres.			

Advarsel

1. Forkert brug af denne anordning kan forårsage skade på patienter, operatører og tandlægeassistenter og/eller skader på produktet. Det er kun beregnet til brug af autoriserede tandlæger og endodontister.
2. Nåle er meget varme, når enheden er aktiveret, og derfor skal der gives pleje til tandlægen, assistenten og patienten for ikke at kontakte nålen, mens den er varm. Brugen af gummistøv anbefales kraftigt til korrekt isolering af tanden.
3. For at reducere risikoen for forbrænding, når du udskifter NO-ædelheden, skal du sørge for, at enheden har været slukket i mindst fem (5) minutter, og at den forreste del er afkølet til berøring, før du skifter nålen.
4. Nålens temperatur kan nå 230 °C, derfor bør den ikke bruges inde i rodkanalen i mere end 5 sekunder ad gangen.
5. Brug ikke andre nåle undtagen dem, der leveres af vores virksomhed. Brug af nåle eller batterier, der ikke leveres af vores virksomhed, kan resultere i elektrisk stød, brand eller eksplosion og ugyldig garanti.
6. Sørg for, at strømforsyningen er AC 100-240V før opladning, ellers vil enheden blive beskadiget.
7. Placer enheden på et let afbrudt strømsted.
8. Sæt ikke andre genstande ind i enheden, da det ellers vil forårsage elektrisk stød eller beskadigelse af enheden.
9. Undgå, at væsken kommer ind i enheden for at undgå korte kredsløb og defekter.
10. Apparatet må ikke skilles ad selv. Hvis du har brug for at reparere enheden, skal du kontakte servicecentret.
11. Når enheden er slukket, skal den afkøles i 5 minutter, før den kan gemmes.
12. Vi anbefaler, at batteriet er fuldt opladet, før du bruger enheden første gang.
13. Oplad ikke automatisk sprængningspistolen eller ladestanden.

Påtænkt anvendelse

Enheden er beregnet til injektion af gutta i en forberedt rodbehandling til obturation. Det er kun beregnet til brug af autoriserede tandlæger og endodontister. En tand støv bør anvendes med alle tandbehandlinger!

Kontraindikasjoner (kontraindikasjoner)

- 1.Brug ikke enheden på patienter med pacemakere.
- 2.Brug ikke desinfektionsmidler, der indeholder blegemiddel eller ammoniumchlorid, til at rengøre apparatet.

Funktioner

1.Pakkeinnhold (Pakkeinnhold)

- | | | | |
|-----------------------|---|----------------------|----|
| ● Obturationspistol | 1 | ● Forbyd spil R-ings | 10 |
| ● Ladebase (ladebase) | 1 | ● Stempel | 1 |
| ● Adapter | 1 | ● Nåle (engangsbrug) | 1 |
| ● termisk beskyttelse | 2 | ● Nåle Bender | 4 |
| ● Rengjøringsbørste | 1 | ● Brukerveiledning | 1 |

2.Tekniske data
















- Adapterinngang: AC 100 - 240V 50 / 60Hz
Kortutgang: DC 5V, 1,5A
- Batterier: Genopladelige Li-jon batterier (DC 3.7V, 2000mAh)
- Klassifisering af beskyttelse mod elektrisk stød: Udstyr i klasse II
- Elektrisk stødbeskyttelse: Type B-udstyr

Beskrivelse af produktet

Obturationspistol

Vejledende og produktionserklæring — elektromagnetiske emissioner		
Enheden er beregnet til brug i det elektromagnetiske miljø, der er anført nedenfor. Kunden eller brugeren af enheden skal sikre, at den bruges i et sådant miljø.		
Utslippstest	Overensstemmelse	Elektromagnetisk miljø – vejledning
RF-emissioner (rf-emissioner) CISPR 11	Gruppe 1	Enheden bruger kun rf-energi til sin interne funktion. Derfor er RF-emissionerne meget lave og vil sandsynligvis ikke forårsage interferens med elektronisk udstyr i nærheden.
RF-emissioner (rf-emissioner) CISPR 11	Klasse B	Enheden er egnet til brug i alle virksomheder, herunder indenlandske virksomheder, der er direkte forbundet til det offentlige lavspændingsnet med specifikke krav.
Harmoniske emissioner IEC 61000-3-2	Klasse A	
Spændingssvingninger /flimmerutslipp IEC 61000-3-3	Opfyldt	

Standardsymboler


	Advarsel		Forsigtighed		Se vejledningen til brug/hæfte
	Udstyr i klasse II		Anvendt del af type B		Direkte C-urrent
	Producent		Serienummer		Og
	Skrøbelige		Se tør		Denne vej op
	WEEE-direktiv arkning		European Union agent		CE marked product

Retningslinjer og Manufacturers Declaration - EMC

Dette produkt kræver særlige forholdsregler med hensyn til EMC og skal installeres og tages i brug i henhold til de medfølgende EMC-oplysninger, og denne enhed kan blive påvirket af bærbart og mobilt RF-kommunikationsudstyr.

Forsigtighed:


- Brug ikke en mobiltelefon eller anden enhed, der udsender elektromagnetiske felter i nærheden af denne enhed. Dette kan resultere i forkert brug af enheden.
- Denne enhed er omhyggeligt testet og inspiceret for at sikre korrekt ydeevne og drift!
- Denne enhed bør ikke bruges ved siden af eller stables sammen med andet udstyr, og hvis tilstedende eller stablet brug er påkrævet, skal denne enhed overholdes for at bekræfte normal drift i den konfiguration, hvor den vil blive brugt.



- | | |
|-----------------------|------------------------|
| (1) Pellet Varig Spor | (2) The Protectors Cap |
| (3) Nåleindikator | (4) Batteri |
| (5) Temperaturdisplay | (6) Strambryter |
| (7) Stempel | (8) udløser |


Ladebase (ladebase)

- (1) Laddningskontaktterminaler
- (2) Indikator for opladningsstatus
- (3) Strømadapter Jack



Installation

1. Installer nålen




Bemærk: * Nålen må ikke overtones.


* Brug nål B endertil atbøje nålen som ønsket.

* Som vist i figuren kan del 1 og 2 af nålen ikke bøjes.

2. Installer vermeskyddshuven



3. Opsætning af Förhindra Games R-ings



Forsigtighed:

- Undgå ekskrementer er forbrugsvarer dele, som er beskadiget fører til blokering eller tilbagesvaling. Kontroller altid, om den er intakt.
- Stram ikke for meget!

Drifts- og storagemiljø

Driftsmiljö	
Temperatur	5°C til 40°C
Fugt	20% til 80%RH
Entmosfærisk P-ressure	86kPa til 106 kPa

E-miljø til lagring	
Temperatur	-10°C til 55°C
Fugt	Mindre end 93% relativ
Entmosfærisk P-ressure	50 kPa til 106 kPa

Genbrug og bortskaffelse

Enheden og emballagen er så miljøvenlige som muligt.

Bortskaffelse af enheder



I overensstemmelse med de principper, standarder og krav i det land (region), du befinder dig i, skal du kassere den gamle elektriske enhed. Sørg for, at forurenende stoffer ikke produceres i affaldshåndteringsprocessen.

Garanteret

Produkt- og teknisk service er ansvarlig for vores virksomhed, den tekniske afdeling vil yde teknisk support, når der opstår tekniske problemer.

Obturation Gun og Chasing Base er garanteret i ** år. Batteriet og adapteren er garanteret i **måneder. Andet tilbehør er ikke inkluderet i garantien.

Fejlfinding

1. Hvis du trykker på tænd/sluk-knappen, tændes enheden ikke.

- Sørg for, at batteriet er opladet. Oplad efter behov.
- Hvis batteriet ikke kan oplades, kan du bestille et nyt batteri hos din lokale forhandler.

2. Materialet strømmer ikke fra nålen.

- Stemplet er helt avanceret. Træk den tilbage og indsæt et nyt Gutta-Percha i Pellet-læsepunkt.
- Markér afkrydsningsfeltet Forbyd spild-R-ings. Hvis den er slidt eller beskadiget, skal du udskifte en ny.
- Udskiftet nål.

3. Strømmen er slukket.

Det er normalt, at strømmen slukkes automatisk efter 10 minutter uden brug for at spare på batteriet. Hold tænd/sluk-knappen nede for at tænde for strømmen.


4. Stemplet kan ikke trækkes tilbage.

Hvis P-lungen ikke kan trækkes tilbage, skyldes det sandsynligvis kølende og fast fastgørelsesmateriale i kammeret med stemplet tilbage. Hvis du vil fjerne stemplet, skal du tænde for pistolen og indstille temperaturen til 200 °C. Vent, indtil pistolen når den valgte ed temperatur, og træk derefter P-lungen tilbage.

5. Fejlkode 'oPn' vises på skærmen

Hvis denne fejlkode vises på skærmen, skal du kontakte den autoriserede forhandlers kundeservice.

Installer stemplet




Brugervejledning

⚠ Advarsel:

Når du håndterer obturationspistolen, må du ikke røre ved våbnets forreste spidsområde, da det er ekstremt varmt. Brug altid beskyttelsesdækslet for at forhindre brugeren eller patienten i at brænde.

1. Jeg henter gutta-percha ind.

Hvis du vil indsætte Gutta-Percha i pelletlastrummet, skal du trække P-lungen (men ikke ud af pistolen) tilbage for at fjerne belastningsrillen. Vip pistolens forside nedad, og pisk Gutta-Percha ind i lastrummet, og brug derefter P-lungen til at skubbe Gutta-Percha fremad, indtil den kommer ind i varmekammeret.



Forsigtighed:

- Gutta-Percha fra andre producenter har muligvis ikke den rigtige størrelse eller kan kræve forskellige smeltetemperaturer.
- Bare indsæt en Gutta-Percha ad gangen.
- Hvis stemplet ikke er fuldt indsat, vil udløserforskuksmekanismen ikke fungere korrekt.

2. Tænd/sluk

Hold tænd/sluk-knappen nede for at tænde/slukke for strømmen.



3. Temperaturkontroll (temperaturkontroll)

Hvis du vil ændre den ønskede temperatur, skal du fortsætte med at trykke på tænd/sluk-knappen, indtil den ønskede temperatur vises.



Forsigtighed:

- Når du har valgt den ønskede temperatur, begynder temperaturdisplayet at vise den faktiske temperatur, der fortsætter med at ændre sig, indtil den når den ønskede temperatur.
- Nålen er meget varm, når enheden er aktiveret, og derfor skal man ørge for, at tandlægen, assistenten og patienten ikke kontakter nålen, mens den er varm.
- Temperaturdisplayet viser temperaturen inde i pelletkammeret inden for $\pm 10^{\circ}\text{C}$.

7. Inspektion og vedligeholdelse

Efter rengøring og desinfektion skal du visuelt inspicere termisk beskyttelse Cap og kolbe. Hvis der ikke findes synlige forurenende stoffer, betyder det, at termobeskytteren C ap og stemplet er blevet rengjort. Hvis der er, at P-lungen er tæret og rusten, skal du stoppe med at bruge den med det samme.

8. Passere

Umiddelbart efter tørring sættes termokandebeskyttelsen Cap og stemplet i en dampsteriliseringspose til forseglede pakker.

Forsigtighed:

Dampsteriliseringsposen skal være i overensstemmelse med ISO 11607-1 og skal forsegles med en tætningsmaskine.

9. Sterilisation

Brug en autoklave i henhold til EN 13060 til sterilisering.

Steriliser i autoklave i henhold til ISO 17665-1.

- A. Steriliseringsdeler: Thanrmal Protector Cap, Kolv
- B. Steriliseringsmetode: Autoklave
- c. Steriliseringsforhold: 134°C i mindst 5 minutter

Forsigtighed:

Kun termisk beskyttelse Cap og stempel kan autoklaveres, og andre dele kan ikke automatisk enklaveres.

10. Opbevaring

Steriliseringsudstyret opbevares i et tørt, rent og støvfrit miljø ved en passende temperatur på 5°C til 40°C .

5. Automatisk C-tilbøjelig og D-is infektion

Sæt termisk beskytter Capog stemplet på vaskemaskinens desinfektionsmiddelbakke, og vælg det "kirurgiske instrument" for at starte den automatiske rengørings- og desinfektionsprocedure. Automatiske desinfektionsprocedurer:

- a. Forrensning: Forvask i 4 minutter med postevand (<40°C).
- b. Vasketrin: Iblødsætning og rengøring med en multienzymrener ved 55 °C i 6 minutter.
- c. Skyl trin I: Skyl med postevand (<40°C) i 1 minut.
- d. Skyl trin II: Skyl med postevand (<40°C) i 1 minut.
- e. Desinficer (vask) i 10 minutter i varmt vand(90 °C).
- f. Skyl i 5 minutter i varmt vand (70°C).
- g. Udfør automatiseret tørscyklus i 15 minutter ved(40 -55) °C.

Forsigtighed:


- Brugeren skal følge producentens særlige anvisninger for den fuldautomatiske vaskemaskine. For at sikre rengøring og desinfektion af effekten bør rengørings- og desinfektionstiden ikke være kortere end den tid, som fabrikanten anbefaler.
- Vi anbefaler brug af gennemprøvet rengøringsløsning eller rengøringsløsning, der overholder lokale regler (f.eks. CE- og FDA-godkendelse).
- Brug et desinfektionsmiddel til vaskemaskiner, der opfylder kravene i ISO 15883.
- Da nogle lande har forskellige krav til A0-værdier, kan du se ISO 15883 for temperatur og desinfektionstid.

6. Tørring

- a. Manuel tørring: Tør termobeskytteren Capog stemplet af med en fnugfri bomuldsklud. Den termiske beskyttelsehætte kan tørres af med steril trykluft (1-2 bar).
- B. Automatisk tørring: Udfør automatiseret tørringscyklus i 15 minutter ved(40-55) °C.

4. Pump aftrækkeren

Pumpen indstillet til yderligere at udvikle stemplet i en lille mængde materiale ekstruderer fra spidsen af nålen.



Forsigtighed:

- Pump ikke aftrækkeren, når enheden ikke når den ønskede temperatur.
- Oplad kun en anden Gutta-Percha, når pistolen har haft tid til at køle ned, og når alt materialet fra den tidligere Gutta-Percha er blevet ekstruderet gennem nålen.
- Når P-opfindelsen Overflow Ring er beskadiget, skal du udskifte den i tide.

Klinisk brug

1. Indføring af nåle

Sæt kanylen så langt ind i kanalrummet uden indbinding.



2. Bløtgjøre (bløtgjøre)

Vent 5 sekunder, indtil overfladen af den udstoppede Gutta-Percha blødgør.



3. Injektion

Pump aftrækkeren og fyld Boys-Percha op til rodkanalen. Nålen ville blive skudt af udstoppede Gutta-Percha naturligt.



4. Komprimering

Kompakt Gutta-Percha med store stik



- b. Den termiske beskyttelse Cap og kolben skylles med rindende postevand (<40 ° C), indtil alle synlige rester er fjernet.

3. Manuel C lån

- a. Skyl Thermal Protector Capoch Plunger i rindende vand fra hanen (<40 ° C). Brug en blød børste til at fjerne den synlige jord på skrueløddet foran stemplet.
- b. Sæt termoelementet Capochstemplet i multienzym renere i 10 minutter for at nedbryde jorden. Følg vaskemiddelproducentens anvisninger.
- c. Sænk termostatdækslet Capochstemplet underkørslen og tag vand ind imindst 1 minut for at fjerne resten af vaskemidlet.



Forsigtighed:

Vi anbefaler brug af gennemprøvet 3M Multienzym Cleaner eller multienzym rengøringsløsning, der overholder lokale regler (f.eks. CE, FDA-godkendelse).

4. Manuel D-isinfeksjon

- a. Sæt Thermal Protector Capoch stemplet i skålen, der indeholder rengørings- og desinfektionsopløsningen, og blød i 10 minutter for desinfektion af nedsænkning.
- b. Skyl den termiske beskytter C apogkolben under rindende vand fra hanen i mindst 1 minut for at fjerne det resterende desinfektionsmiddel.

Desinfektionsmiddel: Det anbefales at bruge Ronso O-Benzaldehyd desinfektionsmiddel (OPA), ingen grund til at matche.



Advarsel:


Efter manuel rengøring skal varmedesinficering eller sterilisering udføres i overensstemmelse med EN 13060.

Transport til det sikre opbevaringsområde for at undgå skader og miljøforurening.



2. Forberedelse til Cleer selv

a. Fjern de genanvendelige dele og læg dem i en kasse i rustfrit stål på følgende måde:

Fjern termisk beskyttelsesdæksel




Fjern nål



Bemærk: Når du har brugt til hver patient, skal du skifte nålen i tide. Når du har fundet eller mistanke om skader på nålen, skal du placere den i en permanent genbrugsbeholder.


Træk stemplet ud



Vedligeholdelse

Overfladen af pistolen kan rengøres med et blødt håndklæde og et mildt vaskemiddel eller gnide alkohol.

For at fjerne det resterende materiale fra indersiden af Pellet Loading S-partiet skal du indstille temperaturen til 200 °C, udtrykke eventuelt resterende materiale og derefter slukke for pistolen. Sæt Rengøring B rush gennem bagsiden af pistolen, og træk den derefter ud gennem forsiden af pistolen.




Forsigtighed:


- Læg ikke rengøringsmidler eller kemikalier på rengøringsbørsten, før de sættes ind i kamret.
- Brug efter, end Rengøringsbørsten skal skylles af med det samme med rindende vand fra hanen og gennemblødt med alkohol.
- Må ikke autoklave Rengøringsborste!

Oplade batteriet

1. Tilslut vekselstrømsadapteren til opladningsbasen.



2. Placer obturationspistolen korrekt på opladningsbasen.



3. Hvis der oprettes den korrekte forbindelse, viser LED-opladningsstatus et orange lys under opladningen. Når batteriet er fuldt opladet, lyser INDIKATOREn for LED-opladningsstatus grønt.

Forsigtighed:

- Hvis seeren viser "Er1", indikerer dette, at enheden er i lav spænding, der vil være en alarmmeddelelse, og enheden slukkes automatisk efter 5 sekunder.
- Hvis LED'en hverken er orange eller grøn, er ladeterminalerne ikke tilsluttet korrekt. Juster obturationspistolen på opladningsbasen igen, og kontroller også, at du får strøm til opladningsbasen.
- Nålen skal fjernes under opladning. Hold nålen frakoblet obturationspistolen efter hver behandling.
- Hvis enheden ikke har været i brug i mere end en måned, fungerer den muligvis ikke korrekt på grund af naturlig afladning af batteriet. Månedlig opladning anbefales, selv når enheden er fuldt opladet, men ikke i brug.

Rengøring, desinfektion og sterilisering

Cøde:

Rengøring, desinfektion og sterilisering har begrænset indvirkning på de genanvendelige dele af enheden. Derfor bestemmes antallet af gange, proceduren gentages, af graden af slid på siden. Hvis visuel inspektion afslører beskadigede dele, skal du stoppe med at bruge dem og købe nye dele fra producenten eller forhandleren.

1. Forberedelse til brug

Umiddelbart efter brug skal de genanvendelige dele nedsænkes i postevand 40°C (Drikkevandskvaliteten, det "vand", der er nævnt i dette kapitel, er nødvendig for at overholde denne standard.) for at fjerne snavs. Brug ikke fast vaskemiddel eller varmt vand (>math>40^{\circ}\text{C}</math>), da dette vil resultere i, at restkoncentrationerne fastsættes og påvirker effekten efter behandlingen.