

DENTAL LIGHT-CURED RESTORATIVE COMPOSITE

CLEARFIL MAJESTY™ Flow



SVENSKA BRUKSANVISNING

I. INLEDNING

CLEARFIL MAJESTY Flow är en flytande, röntgenopakt kompositplast som möjliggör en nästintill perfekt färganpassning och har en enastående polerbarhet och utmärkt produkttegnaskaper, varför den är idealisk till såväl anteriora som posteriora restaurationer. CLEARFIL MAJESTY Flow kan användas antingen ensamt eller tillsammans med CLEARFIL AP-X, CLEARFIL MAJESTY Esthetic och CLEARFIL MAJESTY Posterior.

II. INDIKATIONER

CLEARFIL MAJESTY Flow används vid följande restaurationer:

- Direkta restaurationer av framtänder, premolar- och molartänder (Kavitetklass I-III, V tandhalskaries, roterosjon)
- Kavletbas/-liner
- Intraorala reparationer av brutna kronor, broar och kompositplaster

III. KONTRAINDIKATIONER

- Överkänslighet mot metakrylater
- Nålspetsarna får bara användas en gång.

IV. INKOMPATIBILITET

Använd inga eugenohaltiga material som skydd för pulpan eller för provisorisk täkning, eftersom eugenol kan förändra kompositens fysikaliska egenskaper.

V. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

1. Säkerhetsanvisningar

- Den här produkten får inte användas på patienter med fastställd överkänslighet mot metakrylater.
- Om det uppstår överkänslighet, som till exempel hudirritationer eller -inflammationer, så får du inte använda produkten mer. Fråga en hudläkare vid behov.
- Bär handskar och munkskydd eller vida andra försiktighetsåtgärder för att förebygga en överkänslighet som kan uppstå vid hantering av metakrylater.
- Vid någon användning av lämpliga försiktighetsåtgärder till att produkten inte kommer i kontakt med huden eller ögonen. Täck eventuellt över patientens ögon med en duk som skydd mot kontaminering, innan produkten används.
- Om produkten kommer i kontakt med huden eller ögonen, så ska följande åtgärder vidtas:
 - <Om produkten kommer i ögonen>- Spola genast ögonen med mycket vatten och besök vid behov en ögonläkare.
 - <Om produkten kommer i kontakt med huden eller munnsns slimhinna>- Ta genast bort produkten med hjälp av en i alkohol indränkt bomullstuss eller gasbinda och spola med mycket vatten.
- Se till att patienten inte sväljer något av produkten.
- Titta inte rakt in i polymerisationslampan medan produkten hårdas.
- Samma pasta får inte användas till flera patienter, detta för att undvika att en infektion överförs. Bearbeta pastan på ett blandningspapper eller ett blandningsblock innan den används. Applicera aldrig pastan direkt från sprutan på tanden.
- Använd aldrig samma nålspets till flera patienter för att undvika att en infektion överförs.

2. Försiktighetsåtgärder vid hanteringen

- Använd inte produkten tillsammans med andra kompositplaster. Blandning av olika material kan leda till ändrade fysikaliska egenskaper och eventuellt till försämring av de förväntade egenskaperna.
- Amalgam eller andra material i kaviteten hindrar ljusets genomtråglighet och därmed kompositens polymerisering. Ta därför bort allt fyllingsmaterial vid förberedelsen av kaviteten.
- När en ljust hårdningstycks måste polymerisationslampans och fyllingsmaterialets djupkanten beaktas.
- Polymerisationslampans uttoppspänning ska vara vertikalt mot och så nära ytan som möjligt. Om en stor yta ska ljust hårdas, så ska den delas in i flera sektioner som sedan behandlas separat.
- En låg ljusintensitet förorsakar en negativ vidhäftning. Kontrollera att polymerisationslampan fungerar och att ljusledaren ände inte är kontaminerad. Vi rekommenderar att regelbundet kontrollera polymerisationslampans intensitet med hjälp av ett ljusmätningssystem.
- En produkt som har tagits ut ur ett kylskåp ska ha fått rumstemperatur, innan den används. Ignorering kan leda till att kolven går trögt.
- Undvik att skada tångarna på vassa kanter på en skadad tand.
- Endast tandläkare får använda den här produkten.

3. Säkerhetsanvisningar inför förvaringen

- Produkten får inte användas efter att förfallodatumet har gått ut. Förfallodatumet står på förpackningen.
- Produkten ska förvaras i 2 - 25°C / 36 - 77°F.
- Håll produkten borta från värme och direkt solljus.
- Omredelbart efter användningen, måste sprutan täckas över ordentligt, så att innehållet inte hårdas av det omgivande ljuset och för att undvika, att det tränger in smuts i sprutan.
- Produkten måste förvaras på en lämplig plats som obehöriga inte har tillträde till.

VI. FÄRGTONER OCH BESTÄNDSDELAR

- CLEARFIL MAJESTY Flow finns i 9 färgtoner:
 - A1, A2, A3, A3.5, A4, B2, C3, Cv (Cervical) *, OA3* *Cv och OA3 ärgas egenomskilniga.

2. Beståndsdelar

- Innehållsdeklaration och fyllmängd står på förpackningen.
- CLEARFIL MAJESTY Flow
- Needle tips (Nålspetsar)
- Shade guide (färgtonstabell)

3. Ingredienser

- Huvudingredienser:
 - Silanserät bariumglasfiller
 - Silanserät kolliodolit kisel
 - Trietylenglykol dimetakrylat (TEGDMA)
 - Hydrofobisk aromatisk dimetakrylat
 - di-camforquinon

[ANVISNING]
Totalhalten av organiskt fyllningsmedel är ca 62vol%. Partikelstorleken av det organiska fyllningsmedlet varierar mellan 0.02 µm och 19 µm.

VII. KLINISKA FÖRFARANDEN

Förförande. A

- Direkta restaurationer av framtänder, premolar- och molartänder (Kavitetklass I-III, V tandhalskaries, roterosjon)
- Kavletbas/-liner

1. Färgpalett

Välj med hjälp av färgpaletten önskad produktfärg i överensstämmelse med färgen på den tand som ska behandlas. Det går att kombinera flera färger för att uppnå en bättre överensstämmelse.

2. Förberedelse av sprutan

Ta bort hättan från den valda sprutan och sätt fast en nål.

3. Förberedelse av kaviteten

Säkerställ att kaviteten är tillräckligt ren. En ordentligt rengjord kavitet garanterar en maximal vidhäftning.

4. Fuktkontroll och pulpaskydd

Undvik en kontamination av behandlingszonen med saliv eller blod för att säkerställa ett optimalt resultat. Vi rekommenderar användning av kofferdam för att hålla tanden ren och torr. Varje direkt eller indirekt pulpæxposition ska täckas med ett kalciumhydroxidmaterial. Det krävs varken cementbeläggning eller -stöd. Använd inga eugenohaltiga material som pulpaskydd.

5. Behandling och bondning av tandytan
Behandling och bondning av tandytan ska utföras enligt bruksanvisningen till det använda systemet (till exempel CLEARFIL TRI-S BOND).

6. Applicering och ljuspolymerisering av CLEARFIL MAJESTY Flow
För in den valda produktfärgen i kaviteten och ljust hårdas sedan pastan med en polymerisationslampa* enligt lederna nedan. Om produkten används för en djup kavitet, så ska pastan appliceras och ljust hårdas stegvis, varvid förhållandet mellan hårdningstid och hårdningsdjup måste beaktas. Används produkten som bas eller liner, kan pastan appliceras och ljust hårdas, för att sedan följgas av en ljust hårdande kompositplast, som till exempel CLEARFIL AP-X, CLEARFIL MAJESTY Esthetic eller CLEARFIL MAJESTY Posterior.

Tabell: Förhållandet mellan hårdningstid och hårdningsdjup för respektive hårdningslampa

Typ	Hårdningstid (s)	Hårdningsdjup (mm)	
		A1, A2, A3,A3.5, A4, B2, C3	Cv, OA3
Vanlig halogenlampa*	20	1,5	1,0
Snabbhårdande halogenlampa*	10		
Plasma-ljusbågelampa*	5		
Lysdiod*	20		

* Polymerisationslampa

Typ	Ljuskälla	Väglängdsområde och ljusintensitet
Vanlig halogenlampa	Halogen lampa	Ljusintensitet ³⁾ 300-550 mW/cm² inom väglängdsområdet 400-515 nm
Snabbhårdande halogenlampa	Halogen lampa	Ljusintensitet ³⁾ över 550 mW/cm² inom väglängdsområdet 400-515 nm
Plasma-ljusbågelampa	Xenon lampa	Ljusintensitet ³⁾ över 2000 mW/cm² inom väglängdsområdet 400-515 nm respektive en ljusintensitet över 450 mW/cm² inom väglängdsområdet 400-430 nm
Lysdiod	Blå lysdiod ¹⁾	Ljusintensitet ³⁾ över 300 mW/cm² inom väglängdsområdet 400-515 nm

- Emissionspektrums toppvärde: 450-480 nm
- Enligt ISO 10650-1
- Värdena för väglängdsfördelningen och ljusintensiteten fastställa genom en IEC- eller NIST-standardlampa (National Institute of Standards and Technology) med ett specifikt spektralradiometer

[ANVISNING]

Vid två eller fler utvalda färger ska pastan med den ena färgen appliceras och ljust hårdas, innan pastan med den andra färgen appliceras och ljust hårdas. Hela produktskiktet ska sedan ljust hårdas, efter att alla pastor har applicerats i skikt.

[ANVISNING]
Vid två eller fler utvalda färger ska pastan med den ena färgen appliceras och ljust hårdas, innan pastan med den andra färgen appliceras och ljust hårdas. Hela produktskiktet ska sedan ljust hårdas, efter att alla pastor har applicerats i skikt.

Förförande. B

- Intraorala reparationer av brutna kronor, broar och kompositplaster

1. Förberedelse av brutna ytor

1-a. Fasadytor

För in den valda produktfärgen i kaviteten och ljust hårdas sedan i 5 sekunder. Spola sedan av vtsjeln med vatten och torka området noga.

1-b. Metallyta

Om metallytan inte är förbehandlad, så ska du åtminstone rugga upp den försiktigt med en sandbåstare och aluminiumoxid eller med en diamantspets. Spola ren ytan med mycket vatten och torka den sedan.

2. Förbehandling av fasador

Applicera ett etsmedel baserat på teforsyra (till exempel K-ETCHANT GEL) på skalmaterialer att rengöra med och låt det sedan verka i 5 sekunder. Spola sedan av vtsjeln med vatten och torka området noga.

3. Förbehandling av metallar

Applicera en metallhäftande primer (till exempel ALLOY PRIMER) enligt bruksanvisningen på tillrägande delar av metallskolet.

4. Silanbehandling

Applicera ett silanbaserat vidhäftningsmedel (till exempel CLEARFIL CERAMIC PRIMER) på keramikfasadens brotytor, enligt bruksanvisningen.

5. Behandling och bondning av tandytan

Behandling och bondning av tandytan ska utföras enligt bruksanvisningen till det använda systemet (till exempel CLEARFIL TRI-S BOND).

6. Förberedelse av sprutan

Ta bort hättan från den valda sprutan och sätt fast en nål.

7. Applicering och ljuspolymerisering av CLEARFIL MAJESTY Flow
För in den valda produktfärgen i kaviteten och ljust hårdas sedan pastan med en polymerisationslampa* enligt lederna nedan. Om produkten används för en djup kavitet, så ska pastan appliceras och ljust hårdas stegvis, varvid förhållandet mellan hårdningstid och hårdningsdjup måste beaktas.

[ANVISNING]

Använd en ljusgenomsjällapp plast till exempel CLEARFIL ST OPAQUER) för ytor av metall för att förhindra att metallen lyser igenom.

8. Efterbearbetning
Efterforma restaurationen och anpassa ocklusionen med en fin diamantspets. Polera som vanligt med silikonspets eller polerskiva.

[GARANTI]

Kuraray Noritake Dental Inc. ersätter en produkt som visat sig vara defekt. Kuraray Noritake Dental Inc. övertar inget ansvar för direkta, efterföljande eller särskilda förluster eller skador som härrör från tillämpning, användning respektive ikeanvändning av dessa produkter. Användaren måste före användningen bestämma, om produkterna är användbara för det avsedda ändamålet, användaren övertar alla risker och ansvaret som relateras till användningen.

[ANVISNING]

CLEARFIL MAJESTY, CLEARFIL TRI-S BOND, CLEARFIL AP-X, CLEARFIL ST och CLEARFIL är varumärken av KURARAY CO., LTD.

NORSK BRUKSANVISNING

I. INNLEDNING

CLEARFIL MAJESTY Flow er et flytende, røntgenopakt kompositstoff, som muliggjør en nærmest perfekt fargeplassning og har fremragende polerbarhet og fantastisk produkttegnaskaper, noe som gjør produktet deelt både til anterior og posterior restaurering. CLEARFIL MAJESTY Flow kan benyttes alene eller sammen med CLEARFIL AP-X, CLEARFIL MAJESTY Esthetic og CLEARFIL MAJESTY Posterior.

II. INDIKASJONER

CLEARFIL MAJESTY Flow benyttes ved følgende restaureringer:

- Direkte restaureringer av for- og sidetenner (Kaviteter i klasse I – III, V kavitet, tannhalskaries, roterosjon)
- Kavletbasis / -liner
- Intraoral reparasjon av brukne kroner / broer / kompositstoff

III. KONTRAINDIKASJON

- Overomflomtiltge overfor metakrylater
- Nålespissene må kun benyttes en gang.

IV. INKOMPATIBILITET

For vern av pulpa eller for provisorisk forseing må man ikke benytte eugenoholdige materialer, da eugenol kan endre kompositens fysikaliske egenskaper.

V. FØRHOLDSREGLER

1. Sikkerhetsinformasjoner.

- Dette produktet må ikke benyttes av pasienter som er overomflomtligte overfor metakrylater.
- Hvis det oppstår overomflomtiltghet, som for eksempel hudirritasjoner eller betennelser, må produktet ikke benyttes lenger. Kontakt hudgelege hvis nødvendig.
- Bruk handsker og mumbind eller foreta andre tiltak, for å forebygge overomflomtiltghet, som kan opppte ved kontakt med metakrylater.
- Foreta tiltak som gjør at du unngår at produktet berører huden eller øyene. Dekk også pasientens øyne med et håndkle for bruk av produktet, for å beskytte hant/herne mot kontaminasjon.
- Hvis produktet kommer i kontakt med huden eller øyene, må man sette i verk følgende tiltak:
 - <Hvis produktet kommer inn i øyene>- Skyll straks øyene med mye vann og kontakt øyenelege hvis nødvendig
 - <Hvis produktet kommer i kontakt med huden eller slimhinnene i munnen>- Fjern straks produktet med en vattott eller gasbind som er dyppet i alkohol og skyl med mye vann.
- Pess på det pasienten ikke sveiger produktet.
- Ved herding av produktet må du ikke se direkte inn i lysstrålen til polymeriseringslampen.
- For å hindre infeksjonsoverføring, må man ikke benytte den samme pastan til flere pasienter. For bruk med pastaen bearbeides på et blandepapper eller en blandeblokk. Pastan må aldri påføres på tannen direkte fra sprøyten.
- Använd aldrig samma nålspets till flera patienter för att undvika att en infeksjonsöverföring må nålespissen ikke brukes på flere pasienter.

2. Forholdsregler ved omgang med produktet

- Produktet må ikke benyttes sammen med andre komposit-kunststoff. Blanding av materialer kan føre til endringer i de fysikaliske egenskapene og det kan muligens føre til at forventete egenskaper svekkes.
- Amalgam og andre materialer i kaviteten hindrer lysgenomtrengning og polymerisering av kompositen. Ved forberedelsen av kaviteten må man derfor fjerne alle fyllematerialene helt.
- Hvis det gjennomsikter en lysherding, må man ta hensyn til dybdeavklingen til polymeriseringslampen og fyllematerialet.
- Uttoppspiningen til polymeriseringsapparatet må bringes så nært og vertikalt som mulig i forhold til overflaten. Hvis flaten som skal herdes er stor, må området deles i flere seksjoner og så lysherdes separat.
- En lav lysintensitet forårsaker svekket adhesjon. Kontroller om lampen fungerer og lyslederen er kontaminert. Det anbefales at man kontrollerer intensiteten til polymeriseringslampen med et lysmåleapparat med jevne mellomrom.
- Når produktet tas ut av kjøleskapet må det først oppvarmes til romtemperatur i 5 sekunder. Hvis dette ikke overholdes, kan det være vanskelig å benytte stemplene.
- Unngå å skade fingrene på skarpe kanter som kan oppstå på grunn av skader.
- Produktet er kun ment brukt av tannleger.

3. Sikkerhetsinformasjoner for lagringen:

- Produktet må ikke lenger benyttes etter forfallsdatoen utlopt. Forfallsdatoen linner du på forpackningen.
- Produktet må lagres ved 2 - 25°C / 36 - 77°F.
- Produktet må ikke utsettes for varme eller direkte sollys.
- Umiddelbart etter bruk må sprøyten lukkes godt til, slik at innholdet ikke herdes av omgivelseslyset og for å hindre at fremmedegemer trenger inn i sprøyten.
- Produktet må oppbevares på egnet sted. Stedet må ikke være tilgjengelig for uvedkommende.

VI. FARGETONER OG KOMPONENTER

1. Fargetoner

- CLEARFIL MAJESTY Flow kan fåes i 9 fargetoner:
 - A1, A2, A3, A3.5, A4, B2, C3, Cv (Cervical) *, OA3* *Cv og OA3 er opake.

2. Komponenter

- Opplysninger om innhold og mengde finnes på utsiden av emballasjen.
- CLEARFIL MAJESTY Flow
- Needle tips (Nålspissner)
- Shade guide (fargetonstabell)

3. Inholdsstoffer

- Hovedbestandeler:
 - Silansert bariumglasfyller
 - Silansert kolliodolit silisium
 - Trietylenglykoldimethakrylat (TEGDMA)
 - Hydrofob aromatisk dimethakrylat
 - di-camforquinon

[MERKNAD]

Total uorganisk fyll-ladning er ca. 62vol%. Partikelstorlesten på de uorganiske fillers (fyldstoffer) er mellom 0.02 µm og 19 µm.

VII. KLINISK FREMGANGSMÅTE

Fremgangsmåte. A

- Direkte restaureringer av for- og sidetenner (Kaviteter i klasse I – III, V kavitet, tannhalskaries, roterosjon)
 - Kavletbasis / -liner
- Fargeutvalg
Velg den respektive färgen i overensstemmelse med färgen på tannen som skal behandles ved å benytte produktfärgepaletten. Flere färger kan kombineres, for å oppnå en bedre overensstemmelse.
 - Förberedelse av sprøyten
Ta av hetten på den valgte sprøyten og fest en nål.
 - Förberedelse av kaviteten
Forsikre deg om at kaviteten er godt rengjort. En godt rengjort kavitet sikrer maksimal adhesjon.
 - Fuktighetskontroll og pulpabeskyttelse
For å sikre best mulig resultat må forhindret et behandlingsområde kontamineres med spytt eller blod. For å holde tannen ren og torr, anbefaler vi en kofferdam. Hver direkte eller indirekte pulpæxponering må dekkes med et kalsium-hydroxidmaterial. Det er ikke nødvendig å benytte sement-linng eller basing. Ikke benytt eugenoholdige materialer for å beskytte pulpa.
 - Behandling og bondng av tannoverflaten
Behandlingen og bondingen av tannoverflaten må utføres i henhold til bruksinformasjonen til det systemet som benyttes (f. eks. CLEARFIL TRI-S BOND).
 - Färföring og lysherding av CLEARFIL MAJESTY Flow
For den valgte produktfärgen inn i kaviteten og lysherde pastan med en polymeriseringslampa* i henhold til ledene som er nevnt nedenfor. Hvis produktet benyttes i en dyp kavitet, må pastäen påføres og lysherdes trinnsvis og det må tas hensyn til herdetiden og herdedybden. Hvis produktet benyttes som basis eller liner, kan produktet påføres og herdes og så kan det påføres lysherdet kompositkunststoff som f. eks. CLEARFIL AP-X, CLEARFIL MAJESTY Esthetic eller CLEARFIL MAJESTY Posterior.

Type	Herdetid (sek)	Herdedyde (mm)		
		A1, A2, A3,A3.5, A4, B2, C3	Cv, OA3	
Vanlig halogenlampa*	20			
Hurtigherdeende halogenlampa*	10	1,5		1,0
Plasma-lysbølampe*	5			
LED*	20			

* Polymeriseringslampa

Type	Lyskilde	Bølgelengdeområde og lysintensitet
Vanlig halogenlampa	Halogen lampe	Lysintensitet ³⁾ på 300 - 550 mW/cm ² i bølgelengdeområde fra 400 - 515 nm
Hurtigherdeende halogenlampa	Halogen lampe	Lysintensitet ³⁾ på over 550 mW/cm ² i bølgelengdeområdet fra 400 - 515 nm
Plasma-lysbølampe	Xenon-lampe	Lysintensitet ³⁾ på over 2000 mW/cm ² i bølgelengdeområdet fra 400 - 515 nm og en lysintensitet på over 450 mW/cm ² i bølgelengdeområdet fra 400 - 430 nm
LED	Blå LED ¹⁾	Lysintensitet ³⁾ på over 300 mW/cm ² i bølgelengdeområdet fra 400 - 515 nm

- Emisjonspektrums toppverdi: 450 - 480 nm
- Vurdert iht. ISO 10650-1.
- Vedier for bølglengdefordelingen og lysintensiteten beregnes ved hjelp av en IEC- eller NIST-standardlampe (National Institute of Standards and Technology) med et spesifikt spektralradiometer

[MERKNAD]

Ved bruk av to eller flere färger, må pastäen får en färge påføres og lysherdes for pastäen från den andre färgen påføres og lysherdes. Hele produktlaget må lysherdes en gang til, når alle pastäene er lagt på i lagvis.

2. Bearbeidelse i etterkant

Efterforma restaureringen og utjevne ocklusionen med en fin diamantspil. Poler som vanlig med silikonspil eller poleringsskiv.

Fremgangsmåte. B

- Intraoral reparasjon av brukne kroner / broer / kompositstoff

1. Förberedelse av brukne flater

1-a. Blendeflatter

Fjern et lag av den brukte blandingen forsiktig og legg en skråkant i kantområdet. Bruk egne te instrumenter (f. eks. diamantspiler).

1-b. Metallflate

Hvis metallflaten ikke er forbehandlet allerede, gjör den ru med en sandstråler og aluminiumoxid eller med en diamantspil på en forsiktig måte. Skyll deretter omkjaldt grundig med vann og tork området.

2. Förberedelse av blønder

For rengöring förer du et etsningsmiddel basert på teforsyre (f. eks. K-ETCHANT GEL) på blendematerialet i og lar det virke i 5 sekunder. Deretter må etsegleet skylles bort med vann og området må tørkes grundig.

3. Förbehandling av metalloverflater

Når deler av metallramen ligger äpen, påfører du en metallhftende primer (f. eks. ALLOY PRIMER) i henhold til bruksanvisningen.

4. Silanbehandling

Påfør et silan-adhesjonsmiddel (f. eks. CLEARFIL CERAMIC PRIMER) på blidende til bruksanvisningen.

5. Behandling og bondng av tannoverflaten

Behandlingen og bondingen av tannoverflaten må utføres i henhold til bruksinformasjonen til det systemet som benyttes (f. eks. CLEARFIL TRI-S BOND).

6. Förberedelse av sprøyten

Ta av hetten på den valgte sprøyten og fest en nål.

7. Färföring og lysherding av CLEARFIL MAJESTY Flow

For den valgte produktfärgen inn i kaviteten og lysherde pastäen med en polymeriseringslampe i henhold til tidene som er nevnt tabellen under **Fremgangsmåte. A.6**. Pastäen kan hvis nødvendig påføres og lysherdes trinnsvis. Man må ta hensyn til forholdet mellom herdetid og herdedyde.

[MERKNAD]

Bruk et opakt kunststoff (f. eks. CLEARFIL ST OPAQUER) på metalloverflater for å hindre at metaller skinner gjennom.

8. Bearbeidelse i etterkant

DANSK BRUGSANVISNING

I. INDLEDNING

CLEARFIL MAJESTY Flow er et fyldebart, røntgenopakt kompositkunststof, der muliggør en næsten perfekt farvetilpasning og fremragende polerbarhed, og har fremragende produktionseskskaber, hvorved det er direkte geniet til anteriorer såvel som posterior restaurationer. CLEARFIL MAJESTY Flow kan anvendes alene eller sammen med CLEARFIL AP-X, CLEARFIL MAJESTY Esthetic og CLEARFIL MAJESTY Posterior.

II. INDIKATIONER

CLEARFIL MAJESTY Flow anvendes ved de følgende restaurationer:
• Direkte restaurationer af for- og kindtænder (Klasse I - III, V Kavitet, tandhalskaries, roderosion)
• Kavitsbæsis / liner
• Intraoral reparation af brudte kroner / broer / komposit-kunststoffer

III. KONTRAIKATIONER

• Overfølsomhed over for methacrylater
• Nålspidserne må kun anvendes én gang.

IV. INKOMPATIBILITET

Der bør ikke anvendes egugenholdtjge materialer til beskyttelse af pulpaen eller til den provisoriske forsyning, da egugenlen kan ændre kompositstens fysiske egenskaber.

V. FORHOLDSREGLER

1. Sikkerhedshenvisninger

- Dette produkt må ikke anvendes på patienter med påvist overfølsomhed over for methacrylater.
- Ved forekomst af overfølsomhed, som f.eks. hudirritationer og -betændelse, bør produktet ikke længere anvendes. Konsulter i givet fald en hudlæge.
- Bær handsker og mundbeskyttelse efter træf andre forholdsregler for at forebygge overfølsomhed, der kan forekomme ved anvendelse af methacrylater.
- Udgå ved anvendelse af eguede forholdsregler, at produktet kommer i berøring med huden eller patientens øjne i øjnene. Aftæsk i givet fald for anvendelse af produktet kommitter du ikke til at beskytte dem med stenk.
- Hvis produktet kommer i kontakt med huden eller øjnene, skal følgende forholdsregler tages:
 - »Hvis produktet kommer ind i øjnene: Vask straks øjnene med rigeligt med vand og konsulter i givet fald en øjenlæge.
 - »Hvis produktet får kontakt med huden eller mundslimhinden: Fjern straks produktet med en vatpind eller gasstrimler, der er dyppet i alkohol, og skyl efter med rigeligt med vand.
- Vær opmærksom på, at patienten ikke vil en fjeltagelse kommer til at sluge produktet.
- Se ikke direkte ind i lampens lysstråle ved hærdning af produktet.
- For at undgå overførelse af en infektion må den samme pasta ikke benyttes på flere patienter. Pastæan skal forarbejdes på et blandingsskåp eller en blandingstok for anvendelse. Påfør aldrig pastæan på tanden direkte fra sprojten.
- Drug kun en nålespids til en enkelt patient mhp. at undgå spredning af infektion.

2. Forholdsregler ved håndteringen

- Produktet må ikke anvendes sammen med andre komposit-kunststoffer. Blanding af materialerne kan føre til forandringer af de fysiske egenskaber og muligvis til svækning af de forventede egenskaber.
- Analgam eller andre materialer i kaviteten forhindrer lyset i at trænge igennem og dermed polymeriseration af kompositet. Ved arbejdsningen af kaviteten skal samtlige fyldningsmaterialer derfor fjernes fuldstændigt.
- Når der gennemføres en lyszærdning, skal man være opmærksom på polymerisationsapparatets udgængsåbning bør bringes så tæt og ventvækk på overfladen som muligt. Hvis en stor flade skal lyszærdes, så bør området deles op i flere sektioner, som skal lyszærdes separat.
- En ringe lysintensitet foreslåger manglende binding. Kontroller lampen for funktionsevne og lyszærdens arbejdsforke for kontamination. Det anbefales, at polymerisationslampens intensitet regelmæssigt kontrolleres med et tilsvarende lyszærdemåleapparat.
- Når produktet er taget ud af køleskabet, bør det først have stuetemperatur. Ikke-overholdelse kan føre til, at stemplet bliver svært at aktivere.
- Udgå at kvæste fingre på skarpe kanter, der kan opstå ved skader.
- Anvendelse af dette produkt er udelukkende forbeholdt tandlæger.

3. Sikkerhedshenvisninger til opbevaringen

- Anvend ikke produktet efter forfalddsåtens udløb. Fortfalddsåten findes på pakningen.
- Produktet bør opbevares ved 2 - 25°C /36 - 77°F.
- Beskyt produktet mod varm og direkte sollys.
- Umiddelbart efter brug skal sprojten lukkes godt, så indholdet ikke hærdner ved det omgivende miljø. Bør det er udgået, at der trænger fremmedlegemer ind i sprojten.
- Produktet skal opbevares på et eget sted, der ikke er tilgængeligt for ubetjuede.

VI. FARVENYANCER OG KOMPONENTER

1. Farvenyancer

CLEARFIL MAJESTY Flow kan fås i 9 farvenyancer:
A1, A2, A3, A3.5, A4, B2, C3, Cv (Cervical) *, OA3*
*Cv og OA3 farves gennemsligt.

2. Komponenter

Indhold og mængde fremgår af pakkens yderside.
• CLEARFIL MAJESTY Flow
• Needle tips (Nålspidser)
• Shade guide (Farvetabel)

3. Indholdsstoffer

Hovedbestanddele:
• Silanseret barium glas-filler
• Silanseret kolloidal silica
• Triethyleneglycol dimethacrylat (TEGDMA)
• Hydrobisk aromatisk dimethacrylat
• di-Camphorquinon

Type	Hærdetid (sek.)	Hærdedybde (mm) <p>A1, A2, A3, A3.5, A4, B2, C3</p>	Cv, OA3
Traditionel halogenlampe*	20		
Hurtighærdende halogenlampe*	10	1,5	1,0
Plasma-lysbuelampe*	5		
LED*	20		

Type	Lyskilde	Bølgelængdeområde og lysisintensitet
Traditionel halogenlampe	Halogen lampe	Lysisintensitet ²⁾ af 300 - 550 mW/cm² på bølgelængdeområdet 400 - 515 nm
Hurtighærdende halogenlampe	Halogen lampe	Lysisintensitet ²⁾ fra mere end 550 mW/cm² på bølgelængdeområdet fra 400 - 515 nm
Plasma-lysbuelampe	Xanon-lampe	Lysisintensitet ³⁾ fra mere end 2000 mW/cm² på bølgelængdeområde fra 400 - 515 nm og en lysisintensitet på mere end 450 mW/cm² på bølgelængdeområdet fra 400 - 430 nm
LED	Bla LED ¹⁾	Lysisintensitet ²⁾ fra mere end 300 mW/cm² på bølgelængdeområdet fra 400 - 515 nm

- Emissionspektret toe: 450 - 480 nm
- Vurderet efter ISO 10660-1
- Værdier de distributio de comprimento de onda e intensidade luminosa medidos com um espectro-radiômetro calibrado em conformidade com uma lâmpada padrão IEC ou NIST (National Institute of Standards and Technology) med et indstillet spektralanalysator

[HENVISNING]

Ved to eller flere valgte farver bør pastæan af én farve indbringes og lyszærdes, før pastæan af en anden farve indbringes og lyszærdes. Det komplette produkt bør lyszærdes endnu en gang, efter alle pastaer er blevet indbragt i lag.

- Efterbehandling
 - Efterform restaurationen og tilpas okklusionen med en fin diamantsliber.

Poler som sædvanlig med en silikonesliber eller polerskiver.

Procedure_B

- Intraoral reparation af brudte kroner / broer / komposit-kunststoffer

- Forberedelse af brudte flader
 - a. Facadeflader
 - Fjern forstigtigt et lag af den brudte facade og anlæg en aflansing i kantområdet. Anvend kun eguede instrumenter (f.eks. en diamantsliber) hertil.
 - b. Metaflader
 - Hvis metalfladen ikke allerede er forbehandlet, gøres den i det mindste ru med en sandstråler og aluminiumoxid hv. med en diamantsliber. Skyl derefter området grundigt med vand og tør området.
- Forbehandling af facader
 - Til rengøring påføres et ætsningsmiddel, der er baseret på fostorsyre (f.eks. K-ETCHANT GEL) på facadematieralet og lad det indvirke i 5 sekunder. Efterfølgende skal ætlingen skylles af med vand og området tørres grundigt.
- Forbehandling af metaloverflader
 - Hvis dele af metalstellet ligger frit, påføres der en metalbindende primer (f.eks. ALLOY PRIMER) iht. brugsvejledningen.

- Silan-behandling
 - Påfør et Silan-bindemiddel (f.eks. CLEARFIL CERAMIC PRIMER) på bruderne af keramikmaterialet iht. brugsvejledningen.
- Behandling og bonding af tandoverflader
 - Tandoverflader bør behandles og bondes efter det anvendte systems brugsinformation (f.eks. CLEARFIL TRI-S BOND).

- Forberedelse af sprojten
 - Tag opsæten af den valgte sprojte og anbring en nål.
- Indbringning og lyszpolymerisation af CLEARFIL MAJESTY Flow
 - For den valgte produktfarve ind i kaviteten og hærd pastæan med en polymerisationslampe iht. de tider, der er angivet i tabellen under Procedure_A.6. Pastæan kan ligeledes indbringes trinvis, hvorved der skal tages højde for forholdet mellem hårdetiden og hærdedybden.

[HENVISNING]

- Forberedelse af sprojten
 - Anvend et lysesystemrelateret kunststof (f.eks. CLEARFIL ST OPAQUER) ved metaloverflager for at forhindre, at metallet skinner igennem.
- Efterbehandling
 - Efterform restaurationen og tilpas okklusionen med en fin diamantsliber.

[GARANTI]

Kuraray Noritake Dental Inc. erstatter ethvert påviseligt defekt produkt. Kuraray Noritake Dental Inc. overtager ingen former for ansvar for skader eller følgeskader, der opstår ved anvendelse eller fejlagtig anvendelse af disse produkter. For anvendelsen bør brugeren konsultere produktets dueltghed til anvendelsesformålet og overtage alle risici, der opstår derved.

[HENVISNING]
CLEARFIL MAJESTY, CLEARFIL TRI-S BOND, CLEARFIL AP-X, CLEARFIL ST og CLEARFIL er varemærker, der tilhører KURARAY CO., LTD.

PORTUGUÊS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

I. INTRODUÇÃO

O CLEARFIL MAJESTY Flow é uma resina composta de restauração radiopaca de baixa viscosidade, que proporciona uma correspondência de cor precisa, elevada capacidade de polimento e excelentes propriedades físicas, tornando-a assim ideal tanto para restaurações de dentes anteriores como para restaurações de dentes posteriores. O produto CLEARFIL MAJESTY Flow poderá ser utilizado isoladamente ou em associação com CLEARFIL AP-X, CLEARFIL MAJESTY Esthetic e CLEARFIL MAJESTY Posterior.

II. INDICAÇÕES

CLEARFIL MAJESTY Flow está indicada para as seguintes aplicações de restauração:

- Restaurações directas de dentes anteriores e posteriores (cavidades das classes I - III, V, cáries cervicais, erosão radicular)
- Base / obturação (liner) de cavidade
- Reparações intraorais de coroas / pontes / resinas compostas fracturadas

III. CONTRA-INDICAÇÕES

- Pacientes com hipersensibilidade a monómeros de metacrilatos
- As pontas de agulha não deverão ser reutilizadas.

IV. INCOMPATIBILIDADES

Não utilizar materiais que contenham eugenol para protecção da polpa ou para obturação provisória, pois o eugenol poderá retardar o processo de endurecimento do composto.

V. PRECAUÇÕES

1. Precações de segurança

- Evitar utilizar o produto em pacientes com hipersensibilidade a monómeros metacrilatos.
- Caso ocorra uma reacção de hipersensibilidade, interromper imediatamente a utilização do produto e consultar um médico.
- Usar luvas ou outras medidas de protecção adequadas, a fim de evitar reacções de hipersensibilidade que possam resultar do contacto com monómeros metacrilatos.
- Proceder com a devida cautela para evitar o contacto do produto com a pele ou com os olhos. Antes de utilizar o produto, cobrir os olhos do paciente com uma toalha, a fim de proteger os membros de eventuais escapes de material.
- Se o produto entrar em contacto com tecidos humanos, proceder do seguinte modo:
 - »Se o produto entrar em contacto com os olhos: Lavar imediatamente os olhos com água abundante e consultar um médico.
 - »Se o produto entrar em contacto com a pele ou mucosa oral: Limpar imediatamente a zona afectada com uma compressa de algodão embebida em álcool e lavar com água abundante.
- Proceder com precaução, a fim de evitar que o paciente engula acidentalmente o produto.
- Evitar olhar directamente para a unidade de polimerização ao polimerizar o produto.
- Para evitar infecção cruzada evitar a partilha da mesma pasta por pacientes diferentes.
- Não utilizar a mesma ponta de agulha para diferentes pastas, a fim de evitar a propagação de infeções cruzadas.

- Precações de manuseamento e manipulação**
 - Não utilizar o produto em associação com outra resina composta. A mistura de materiais poderá resultar numa alteração das propriedades físicas, e possivelmente uma redução da eficácia esperada.
 - A amalgama ou outros materiais de obturação existentes na cavidade impedirã a passagem da luz e a polimerização do produto. Remover completamente qualquer material de obturação ao preparar a cavidade.
 - Se o fotopolimerizar o produto, ter em atenção a profundidade de fotopolimerização constante nestas Instruções de Utilização.
 - A ponta emissora da unidade de polimerização dentária deverá ser mantida o mais próximo e mais verticalmente possível em relação à cavidade. Se for necessária a polimerização de uma superfície ampla, é aconselhável dividir a área em diferentes secções e aplicar a fotopolimerização de cada secção separadamente.
 - Uma intensidade de luz fraca tenderá a causar uma adesão fraca. Verifique o tempo de vida útil da lâmpada e a ponta de aplicação relativamente a uma eventual contaminação. É aconselhável verificar regularmente a intensidade da luz gerada pela unidade de fotopolimerização, utilizando um dispositivo de avaliação adequado para o efeito.
 - Caso o produto tenha sido armazenado em frigorífico, é necessário aguardar até que o mesmo se encontre à temperatura ambiente antes de ser utilizado. Caso contrário, poderá ser difícil utilizar o bímbo.
 - Manter afastado de fontes de calor extremo e radiação solar directa.
 - Após a pasta ter sido retirada, a seringa deverá voltar a ser convenientemente lavada o mais rapidamente possível, a fim de evitar o endurecimento da pasta no seu interior provocado pela luz ambiente, e a infiltração de matérias estranhas na seringa.
 - O produto deverá ser armazenado em locais adequados e acessíveis apenas a profissionais de estomatologia.

- Precações de armazenamento**
 - Não utilizar o produto após expirada a data de validade. Ter em atenção a data de validade indicada na exterior da embalagem.
 - O produto deverá ser armazenado a uma temperatura de 2 - 25°C / 36 - 77°F sempre que não estiver a uso.
 - Mantêr afastado de fontes de calor extremo e radiação solar directa.
 - Após a pasta ter sido retirada, a seringa deverá voltar a ser convenientemente lavada o mais rapidamente possível, a fim de evitar o endurecimento da pasta no seu interior provocado pela luz ambiente, e a infiltração de matérias estranhas na seringa.
 - O produto deverá ser armazenado em locais adequados e acessíveis apenas a profissionais de estomatologia.

- TONALIDADES E COMPONENTES**
 - Tonalidades**

CLEARFIL MAJESTY Flow é disponibilizada em 9 tonalidades;
A1, A2, A3, A3.5, A4, B2, C3, Cv (Cervical) *, OA3*
* Cv e OA3 são tonalidades opacas.
 - Componentes**

Consultar a identificação do produto e respectiva quantidade no exterior da embalagem.
• CLEARFIL MAJESTY Flow
• Needle tips (Pontas de agulha)
• Shade guide (Tabela de tonalidades)
 - Composição**

Principais componentes:
• Filler (material restaurador) de vidro bário silanizado
• Silica coloidal silanizada
• Trietilenoglicol dimetacrilato (TEGDMA)
• Dimetacrilato aromático hidrófobo
• di-Camphoroquina

- Composição**

Principais componentes:
• Filler (material restaurador) de vidro bário silanizado
• Silica coloidal silanizada
• Trietilenoglicol dimetacrilato (TEGDMA)
• Dimetacrilato aromático hidrófobo
• di-Camphoroquina
- Seleção a identificação do produto e respectiva quantidade no exterior da embalagem.
 - CLEARFIL MAJESTY Flow
 - Needle tips (Pontas de agulha)
 - Shade guide (Tabela de tonalidades)
- Composição**

Principais componentes:
• Filler (material restaurador) de vidro bário silanizado
• Silica coloidal silanizada
• Trietilenoglicol dimetacrilato (TEGDMA)
• Dimetacrilato aromático hidrófobo
• di-Camphoroquina

[NOTA]
A quantidade total de filler inorgânico é de aprox. 62vol%. A dimensão das partículas dos fillers inorgânicos situa-se entre 0.02 µm e 19 µm.

VII. PROCEDIMENTOS CLÍNICOS

Método_A

- Restaurações directas de dentes anteriores e posteriores (Cavidades das classes I - III, V, cáries cervicais, erosão radicular)
 - Base / obturação (liner) de cavidade
- Seleção da tonalidade
 - Seleccione uma tonalidade de produto adequada, que corresponda à tonalidade do dente a tratar, utilizando a tabela de tonalidades do produto. Poderão ser combinadas duas ou mais tonalidades para obter uma melhor correspondência de tom.
- Preparação da seringa
 - Remova a tampa da seringa seleccionada e encaixe correctamente uma ponta de agulha.
- Preparação da cavidade
 - Assegurar que a cavidade se encontra convenientemente limpa. Uma cavidade devidamente limpa assegurará um resultado de máxima adesão.
- Controlo de humidade e protecção da polpa
 - Para assegurar um resultado ideal, evitar a contaminação da área a ser tratada através de saliva ou sangue. É recomendada a utilização de um dique de borracha, a fim de manter o dente limpo e seco. Qualquer porção de polpa exposta ou área de dentina próxima deverá ser coberta com um preparado de hidróxido de cálcio. Não é necessária a aplicação de um cimento ou obturação de base. Não utilizar produtos com eugenol para efeitos de protecção da polpa.

- Tratamento da superfície do dente e aplicação de adesivo
 - O tratamento da superfície do dente e a aplicação do adesivo deverão ser realizados de acordo com as Instruções de Utilização do sistema adesivo utilizado (por ex., CLEARFIL TRI-S BOND).
- Aplicação e fotopolimerização de CLEARFIL MAJESTY Flow
 - Colocar o produto com a tonalidade seleccionada na cavidade e fotopolimerizar a pasta com uma unidade de polimerização dentária*, observando os tempos de polimerização apresentados na tabela em

seguida. Ao utilizar o produto para uma cavidade profunda, aplicar e fotopolimerizar a pasta gradualmente, numa série de incrementos, tendo em consideração a relação entre o tempo de fotopolimerização e a profundidade da fotopolimerização. Ao utilizar o produto para uma base e obturação (liner), a pasta poderá ser aplicada e fotopolimerizada, seguida então da aplicação de uma resina composta fotopolimerizável como, por exemplo, CLEARFIL AP-X, CLEARFIL MAJESTY Esthetic ou CLEARFIL MAJESTY Posterior.

Tabela: Relação entre o tempo de polimerização e a profundidade de polimerização para cada unidade de polimerização dentária.

Tipo	Tempo de polimerização (Seg.)	Profundidade de polimerização (mm) <p>A1, A2, A3, A3.5, A4, B2, C3</p>	Cv, OA3
Halógeno convencional ¹⁾	20		
Halógeno de acção rápida ¹⁾	10	1,5	1,0
Arco de plasma ²⁾	5		
LED ³⁾	20		

* Unidade de polimerização dentária

Tipo	Fonte de luz	Comprimento de onda a intensidade luminosa
Halógeno convencional	Lâmpada de halógeno	Intensidade luminosa ³⁾ de 300 - 550 mW/cm² numa amplitude de comprimento de onda de 400 - 515 nm
Halógeno de acção rápida	Lâmpada de halógeno	Intensidade luminosa ³⁾ superior a 550 mW/cm² numa amplitude de comprimento de onda de 400 - 515 nm
Arco de plasma	Lâmpada de Xenon	Intensidade luminosa ³⁾ superior a 2000 mW/cm² numa amplitude de comprimento de onda de 400 - 515 nm, e intensidade luminosa superior a 450 mW/cm² numa amplitude de comprimento de onda de 400 - 430 nm
LED	LED Azul ¹⁾	Intensidade luminosa ³⁾ superior a 300 mW/cm² numa amplitude de comprimento de onda de 400 - 515 nm

- Pico de espectro de emissão: 450 - 480 nm
- Avallada de acordo com a norma ISO 10660-1
- Váres de distribuião de comprimento de onda e intensidade luminosa medidos com um espectro-radiômetro calibrado em conformidade com uma lâmpada padrão IEC ou NIST (National Institute of Standards and Technology)

[NOTA]

Se forem seleccionadas duas ou mais tonalidades, a pasta de uma tonalidade deverá ser aplicada e fotopolimerizada antes de ser aplicada e fotopolimerizada a pasta de outra tonalidade. Após terem sido aplicadas e fotopolimerizadas individualmente todas as camadas de pasta, o conjunto das diferentes deverá voltar a ser fotopolimerizado.

- Acabamento
 - Effectuar o contorno da restauração e ajustar a oclusão utilizando uma ponta de diamante fina. Polir como habitualmente, utilizando pontas de borracha de silicone ou discos de polimento.

Método_B

- Reparações intraorais de coroas / pontes / resinas compostas fracturadas

- Preparação de superfícies fracturadas
 - 1-a. Superfície de material de revestimento
 - Se necessário, remover uma camada da superfície fracturada e colcar um bisele na zona marginal, utilizando instrumentos adequados (por ex., ponta de diamante).
 - 1-b. Superfície de metal
 - Se a superfície de metal não tiver sido previamente tratada, aplicar o tratamento com jacto de alumina ou utilizar uma ponta de diamante para tornar a mesma rugosa. Lavar a superfície com água e secar a mesma.
- Cauterização do material de revestimento
 - Utilizar um agente cauterizante de ácido fósfórico (por ex., K-ETCHANT GEL) no material de revestimento e deixar o mesmo actuar durante 5 segundos, antes de lavar e secar.
- Superfície de metal preciso
 - Se for utilizada uma superfície de metal preciso, aplicar um primer para adesão de metal (por ex., ALLOY PRIMER) de acordo com as Instruções de Utilização do produto utilizado.
- Tratamento da superfície do dente e aplicação de adesivo
 - O tratamento da superfície do dente e a aplicação do adesivo deverão ser realizados de acordo com as Instruções de Utilização do sistema adesivo utilizado (por ex., CLEARFIL TRI-S BOND).
- Preparação da seringa
 - Remova a tampa da seringa seleccionada e encaixe correctamente uma ponta de agulha.

- Aplicação e fotopolimerização de CLEARFIL MAJESTY Flow
 - Aplicar o produto com a tonalidade seleccionada na cavidade e fotopolimerizar com uma unidade de polimerização dentária durante o tempo de polimerização especificado na tabela para o Método_A.6. Tendo em consideração a profundidade de polimerização, aplicar a resina em camadas e polimerizar cada camada, se necessário. Se forem utilizadas duas ou mais tonalidades, aplicar as mesmas em camadas individuais, polimerizando todas as camadas em conjunto ou cada camada individualmente, consoante a profundidade total de polimerização.

[NOTA]
Utilizar resina opaca (por ex., CLEARFIL ST OPAQUER) para superfícies metálicas, a fim de evitar que o brilho metálico seja visível.

- Acabamento
 - Effectuar o contorno da restauração e ajustar a oclusão utilizando uma ponta de diamante fina. Polir como habitualmente, utilizando pontas de borracha de silicone ou discos de polimento.

[GARANTIA]

A Kuraray Noritake Dental Inc. providenciarã a substituição de qualquer produto que se encontre comprovadamente defeituoso. A Kuraray Noritake Dental Inc. não aceita qualquer responsabilidade por perdas e danos, directos, consequenciais ou especiais, resultantes da aplicação ou utilização, ou incapacidade de utilização destes produtos. Antes de utilizar os produtos, o utilizador deverá determinar a adequação dos produtos à finalidade de utilização pretendida, assumindo todo e qualquer risco e responsabilidade relacionados com a utilização dos mesmos.

[NOTA]
CLEARFIL MAJESTY, CLEARFIL TRI-S BOND, CLEARFIL AP-X, CLEARFIL ST e CLEARFIL são marcas da KURARAY CO., LTD.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

Ι. ΕΙΣΑΓΩΗ

Το CLEARFIL MAJESTY Flow είναι ένα ρευστό, ακτινοσκιορό ακριλόιο συνθέτης ρητίνης, το οποίο επιτρέπει την σχεδόν τέλεια χρωματική προσομωση και διαθέτει εξαιρετική ικανότητα κλίσησης και έλξης ιδιότητες πρόληψης, το οποίο άνω και καβιτάρια ιδανικό τόσο για πρόσθεσι όσο και οπίσθεσ αποκατάστασι.

Το CLEARFIL MAJESTY Flow μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο τη μοί με CLEARFIL AP-X, CLEARFIL MAJESTY Esthetic και CLEARFIL MAJESTY Posterior.

II. ΕΙΣΕΓΙΕΙΣ

Το CLEARFIL MAJESTY Flow εφαρμόζεται στις εξής αποκατάστασι:
• Άμεσες αποκαταστάσεις προσώνων και σποώνων δοντιών (κατηγορία Ι - ΙΙΙ, V κούλητια, τερηδόνα του αυχένα του δοντιού, διάβρωση ριζών)
• Βάση κούλητιας / Επένωση κούλητιας
• Ενδοστοματική επέδωδρωση σπασμένων κορωνών / γεφυρών / ακριλών συνθέτης ρητίνης

III. ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΙΣ

- Γραμμοσπάσθησι στα μεθακρυλίκα
- Οι άφνες της βέλωνας επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν μόνο μία φορά.

IV. ΑΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ

Για την προετοιμασία του παύου ή για την προσωρινή αποκατάσταση, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ευγενολογικά υλικά, επειδή το ευγενόλιο μπορεί να αλκοώσει τις φυσικές ιδιότητες της σύνθετης ρητίνης.

V. ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΤΑΣΙΙΣ

1. Υποδείξεσ ασφαλείας

- Αυτό το προϊόν δεν επιτρέπει να χρησιμοποιείται σε ασθενείσ με αποδεκτέμη υπερευαισθησία σε μεθακρυλίκα.
- Σε περίπτωση εμφάνισης υπερευαισθησίσ, όπως επί παραδείγματι ερυθραιμία και ελαγχμόνες δερμάτουσ, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί πλέον το προϊόν. Εάν χρειαστεί, ζητήστε την συμβουλή ενός δερματολόγου.
- Να φοράτε γάντια και προστατευτική μάσκα ή να λαμβάνετε άλλα μέτρα προστασίας για την πρόληψη υπερευαισθησίσ, η οποία μπορεί να εμφανιστεί κατά την επαφή με μεθακρυλίκα.
- Να αποφεύγετε την επαφή του προϊόντ με το δέρμα ή τα μάτια, λαμβάνοντες κατάλληλα μέτρα προστασίασ. Καλύψτε ενδοχρόνια τα μάτια του ασθενούς πριν τη χρήση του προϊόντ με ειδικό προστατικό ή συμβουλή ενός οφθαλμιάτρου.
- Εάν το προϊόν έρρει σε επαφή με το δέρμα ή τα μάτια, πρέπει να λάβετε τα εξής μέτρα:
 - »Όταν το προϊόν μπει στα μάτια: Ξεπλύνετε άμεσα τα μάτια με άφρονο νερό και ζητήστε ενδοχρόνια τη συμβουλή ενός οφθαλμιάτρου.
 - »Όταν το προϊόν έρρει σε επαφή με το δέρμα ή με τους βλενονόχουσ του στόματός: Απομικρύνετε άμεσα το προϊόν με ένα τούλοιο βάρβακος ή με μία νέα του εμπροστίανκα με οινόπνευμα και ξεπλύνετε με άφρονο νερό.
- Να προσέχετε ώστε ο ασθενής να μην καταπεί το προϊόν.
- Κατά τον πολμερισμό το προϊόντος μην κοιτάτε απευθείασ μέσα στην δόση φωτός της λυχνίας πολμερισμού.
- Για την πρόληψη της μετάδοσής μιας μόλυμπος, δεν επιτρέπεται η χρήση της ίδιασ πάσας σε περισσότερους ασθενείσ. Πριν την χρήση, πρέπει να επεξεργαστείτε την πάστα επάνω σε ένα χαρτί μίρη ή σε ένα μίκο ανάμιρη. Μην επιστρέψετε ποτέ την πάστα απευθείασ, πριν επιστρωθεί και φωτοπολυμεριστεί η πάστα ενός άλλου κλύματος. Ολόκληρο το στρώμα του προϊόντ θα πρέπει να φωτοπολυμεριστεί ακόμη μία φορά, αφού επιστρωθούν όλες οι πάτες σε στρώματα.

2. Προστατευτικό μέτρο κατά την επεξεργασία

- Το προϊόν δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μαζί με άλλες ακριλικές συνθέτης ρητίνης, η ανάμιξη των υλικών μπορεί να οδηγήσει σε αλλαγές των φυσικών ιδιοτήτων και πιθανώς στην εξασθένιση των αναμενόμενων ιδιοτήτων.
- Ανάμμιξη ή άλλα υλικά στην κούλητια εμποδίζουν την επεξεργασία με φωτός και τον πολμερισμό του συνθετικής ρητίνης. Κατά την προετοιμασία της κούλητιας πρέπει να απομικρυνθούν εέ ολοκληρωθέν άπαντα τα υλικά που είναι σπασμένα.
- Όταν διεργαστείτε φωτοπολυμερισμό, πρέπει να δίνετα προσοχή στην εντύπωση βέλωνας της λυχνίας πολμερισμού και του εμφρακτικού υλικού.
- Η σπή