

## EN Seek® & Sable™ Seek® Caries Indicator & Root Canal Locator

### Description:

Seek® caries indicator contains D&C dyes in a glycol base that stain carious dentin red. Sable™ Seek® caries indicator contains FD&C dyes in an aqueous glycol base that stain carious dentin greenish black.

### Indications:

For practical purposes, Seek and Sable Seek will identify caries in difficult-to-see places; for example, under overhanging enamel of a Class I, II, or III preparation or along the DE junction of the preparation. They will prevent over-excavating deep caries. As deeper areas may be able to remineralize, some carious pulp exposures may be prevented. Seek is also used as a fast, easy way to locate the root canal orifice.

### Procedure:

- If using the IndiSpense® System, proceed as follows:
  - A pre-labeled unit dose syringe is attached to the end of the large, no-waste IndiSpense syringe by turning the luer lock of the unit dose syringe snugly onto the male thread of the IndiSpense, as shown in Fig. 1.
  - With the palm grasp, the plunger of the IndiSpense syringe is gently depressed while the unit dose syringe is stabilized at the plunger with the nondominant hand (Fig. 2). Slightly pull out plunger of unit dose syringe while expressing IndiSpense. Do not express contents of unit dose syringe back into IndiSpense. To prevent cross-contamination, a use syringe should not be reattached to the IndiSpense syringe.
  - Place a luer lock cap on unit dose syringe or attach a Mini Brush tip (use with an Ultradent® TipSoC® cover if not using immediately).
  - When ready to use, remove luer lock cap and twist the Mini Brush tip firmly onto syringe (or remove TipSoC cover if tip has been previously attached and capped). For optimum control, hold syringe with plunger in palm of hand rather than in conventional manner with thumb on plunger.
  - Point Seek or Sable Seek on surfaces to be checked. Leave for 10 seconds, then rinse and vacuum (Fig. 4).
  - When Seek is used to identify root canals in the early stages of an endodontic procedure, a small red dot will remain at the opening of the canal orifice.
  - For caries removal, use a slow-speed round bur or excavator (Fig. 5). Repeat as needed until caries is completely removed (Fig. 6).
  - Restore area with restorative of choice. We recommend PQ1® or PermaQuick® bonding agent(s) followed by Vit-I-essence® or Amelogen® composites.
- Caution: Chemical may set in tip after a few hours. To avoid clogging, remove tip and re-cap with Luer Lock Caps between each use. Always verify material flow prior to applying intraorally. If resistance is met, replace tip and re-check. This does NOT apply to dual-barrel syringes and mixing tips.
- Tips are disposable.
- Avoid splattering. Stain is removed from carious areas mechanically. If dye is diffusing to remove (intraorally) from areas other than caries, use a sodium hypochlorite solution such as ChlorCid® or use hydrogen peroxide.
- Use care when handling Seek, as it may stain clothing. If Seek contacts clothing, remove with detergent and warm water or use white vinegar\*.
- Clean and disinfect syringes between patients. We highly recommend using Ultradent® Syringe Covers sealed with the Ultradent® Impulse Sealer as a protective barrier to prevent cross-contamination.

### Precautions:

- Caution: Chemical may set in tip after a few hours. To avoid clogging, remove tip and re-cap with Luer Lock Caps between each use. Always verify material flow prior to applying intraorally. If resistance is met, replace tip and re-check. This does NOT apply to dual-barrel syringes and mixing tips.
- Tips are disposable.
- Avoid splattering. Stain is removed from carious areas mechanically. If dye is diffusing to remove (intraorally) from areas other than caries, use a sodium hypochlorite solution such as ChlorCid® or use hydrogen peroxide.
- Use care when handling Seek, as it may stain clothing. If Seek contacts clothing, remove with detergent and warm water or use white vinegar\*.
- Clean and disinfect syringes between patients. We highly recommend using Ultradent® Syringe Covers sealed with the Ultradent® Impulse Sealer as a protective barrier to prevent cross-contamination.

\*White vinegar has been proven effective for removing Seek/Sable Seek dye from garments, counter tops, covers, carpet, etc., regardless of color.

## ES Seek® y Sable™ Seek® Indicador de caries y Localizador de canal

### Descripción:

El indicador de caries Seek® contiene tintes D&C en una base de glicol que mancha de rojo la dentina cariada. El indicador de caries Sable™ Seek® contiene tintes FD&C en una base de glicol acuosa que mancha de negro verdoso la dentina cariada.

### Indicaciones:

Para facilitar la labor del dentista, Seek y Sable Seek identificarán las caries en lugares difíciles de ver; por ejemplo, bajo esmalte caído de una preparación de Clase I, II o III o a lo largo de la unión DE de la preparación. Evitarán excavar en exceso la caries profunda. Ya que es posible que las zonas profundas puedan remineralizarse, pueden evitarse algunas exposiciones de la pulpa cariada. Seek también se utiliza como una forma fácil y rápida de localizar el orificio del canal del diente.


### Procedimiento:

- Si utiliza el Sistema IndiSpense®, proceda como sigue:
  - Una jeringa de dosis unitaria pre etiquetada se conecta al extremo de la jeringa grande sin desperdicios IndiSpense girando el Luer Lock de la jeringa de dosis unitaria de forma ajustada sobre la rosca macho de la IndiSpense, como se muestra en la Fig. 1.
  - Empuñando con la palma de la mano, el embolo de la jeringa IndiSpense se presiona suavemente mientras que la jeringa de dosis unitaria se estabiliza en el embolo con la mano no dominante (Fig. 2). Tire ligaramente del embolo de la jeringa de dosis unitaria mientras presiona la IndiSpense. No dispense los contenidos de la jeringa de dosis unitaria de vuelta a IndiSpense. Para evitar la contaminación cruzada, no se debe volver a conectar una jeringa usada a la jeringa IndiSpense.
  - Coloque un tapón Luer Lock en la jeringa de dosis unitaria o conecte una punta Mini Cepillo (utilice con una funda Ultradent TipSoC® si no la va a usar de inmediato).
  - Cuando esté listo para usarla, retire la tapa Luer Lock y gire la punta Mini Cepillo firmemente sobre la jeringa (o retire la funda Ultradent TipSoC que ha sido previamente colocada y cerrada). Para un control óptimo, sujete la jeringa con el embolo en la palma de la mano en vez de la forma convencional con el pulgar sobre el embolo.
  - Puntee Seek o Sable Seek sobre las superficies que desea revisar. Deje el producto durante 10 segundos y luego enjuague y aspire (Fig. 4).
  - Cuando se utiliza Seek para identificar los canales de la raíz en las etapas tempranas de un procedimiento endodóntico, el punto rojo pequeño permanecerá en la abertura del orificio del canal.
  - Para la eliminación de caries, utilice una fresa redonda a baja velocidad o un excavador (Fig. 5). Repita según sea necesario hasta que haya eliminado la caries por completo (Fig. 6).
  - Restaura con el material restaurador de su elección. Recomendamos el agente adhesivo PQ1® o PermaQuick® seguido de los composites Vit-I-essence™ o Amelogen®.
- Precauciones: El compuesto químico puede secarse en la punta tras algunas horas. Para evitar obstrucciones, retire la punta y vuelva a tapar con tapas Luer Lock entre cada uso. Siempre verifique el flujo del material antes de aplicarlo intraoralmente. Si se encuentra resistencia, reemplace la punta y vuelva a verificar. Esto NO se aplica a las jeringas de doble cilindro y a las puntas de mezclador.
- Las puntas son desechables.
- Evite salpicaduras. La mancha se elimina de las zonas cariadas mecánicamente.
- Si es difícil eliminar el tinte (intraoralmente) de áreas distintas a las caries, utilice una solución de hipoclorito de sodio como ChlorCid® o utilice peróxido de hidrógeno.
- Tenga cuidado cuando manipule Seek, ya que puede manchar la ropa. Si Seek entra en contacto con la ropa, elimine la mancha con detergente y agua caliente o utilice vinagre blanco\*.
- Limpie y desinfeste las jeringas después de cada paciente. Le recomendamos utilizar las fundas para jeringas Ultradent® con el Sellador Ultradent® Impulse como barrera protectora para evitar la contaminación cruzada.

### Precauciones:

- Precaución: El compuesto químico puede secarse en la punta tras algunas horas. Para evitar obstrucciones, retire la punta y vuelva a tapar con tapas Luer Lock entre cada uso. Siempre verifique el flujo del material antes de aplicarlo intraoralmente. Si se encuentra resistencia, reemplace la punta y vuelva a verificar. Esto NO se aplica a las jeringas de doble cilindro y a las puntas de mezclador.
- Las puntas son desechables.
- Evite salpicaduras. La mancha se elimina de las zonas cariadas mecánicamente.
- Si es difícil eliminar el tinte (intraoralmente) de áreas distintas a las caries, utilice una solución de hipoclorito de sodio como ChlorCid® o utilice peróxido de hidrógeno.
- Tenga cuidado cuando manipule Seek, ya que puede manchar la ropa. Si Seek entra en contacto con la ropa, elimine la mancha con detergente y agua caliente o utilice vinagre blanco\*.
- Limpie y desinfeste las jeringas después de cada paciente. Le recomendamos utilizar las fundas para jeringas Ultradent® con el Sellador Ultradent® Impulse como barrera protectora para evitar la contaminación cruzada.

1El vinagre blanco ha demostrado su eficacia para eliminar el tinte de Seek/Sable Seek de ropa, encimeras, cubiertas, alfombras, etc., independientemente de su color.



Figs. 1&2 A 1.2ml unit dose syringe is twisted firmly onto the IndiSpense syringe. While supporting plunger of unit dose syringe with the non-dominant hand, depress plunger of IndiSpense and fill unit dose syringe to desired level.



Fig. 3 Identify caries in difficult-to-see places.




Fig. 4 Apply Seek to carious dentin with a Mini Brush tip. Rinse with air/water spray while vacuuming.




Fig. 5 Carious dentin is removed with a slow-speed round bur or excavator.




Fig. 6 Reapply indicator. Rinse and verify complete caries removal. A tiny amount of Ultra-Blend® plus™ is applied to deepest portion and light cured. Restorative material is placed.

General Precautions:
1. Caution: Chemical may set in tip after a few hours. To avoid clogging, remove tip and re-cap with Luer Lock Caps between each use. Always verify material flow prior to applying intraorally. If resistance is met, replace tip and re-check. This does NOT apply to dual-barrel syringes and mixing tips.
2. For Professional use only.
3. Review instructions, precautions, and MSDS before beginning treatment. Use only as directed.
4. Keep products out of heat/sunlight.
5. Avoid skin exposure to resins.
6. Isolate strong chemicals to area of treatment.
7. Confirm that patient has no known allergies to treatment materials.
8. Test flow of materials from syringe and tip before using intraorally.
9. Never force syringe plungers.

Allgemeine Vorichtsmaßnahmen:
1. Vorsichtsmaßnahme: Das Präparat kann in den Tips nach ein paar Stunden aushärten. Um Verstopfen zu vermeiden, entfernen Sie den Tip und verschließen Sie die Spritze nach jeder Benutzung mit einer Luer Lock Cap. Prüfen Sie stets vor jeder Benutzung den Materialfluss, bevor Sie intraoral arbeiten. Wenn Sie Widerstand spüren, ersetzen Sie den Tip und überprüfen Sie den Fluss erneut. Das gilt NICHT für Doppelkolbenpistolen und Mixing Tips.
2. Nur für professionellen zahnmedizinischen Gebrauch.
3. Lesen Sie die Gebrauchsinformationen und Warnhinweise sorgfältig, bevor Sie die Behandlung beginnen. Verwenden Sie die Materialien nur gemäß Vorschrift.
4. Schützen Sie die Produkte vor Hitze und direktem Sonnenlicht.
5. Vermeiden Sie Hautkontakt mit Kunststoff-Materialien.
6. Beschränken Sie den Einfluß stark wirkender Agenzien auf das Behandlungsgebiet.
7. Fragen Sie den Patient nach bekannten Allergien auf die zur Behandlung verwendeten Materialien.
8. Prüfen Sie den Fluß des Materials aus der Spritze und durch den Spritzenansatz, bevor Sie intraoral applizieren.
9. Drücken Sie einen Spritzenstempel nie mit Gewalt ein.

Précautions générales:
1. Précautions: Le produit chimique peut prendre dans l'embout au bout de quelques heures. Pour éviter un bouchon, enlever l'embout et reboucher-le avec les capucions Luer Lock entre chaque utilisation. Vérifier le fluide des matériaux avant de les appliquer en bouche. En cas de résistance, remplacez l'embout et vérifiez. Cela ne s'applique PAS aux seringues à double cylindre ni aux embouts mélangeurs.
2. Utilisation professionnelle uniquement.
3. Lire les instructions, les précautions et la notice de sécurité avant le traitement. Utiliser uniquement selon les instructions.
4. Tenir les produits à l'abri de la lumière du soleil et de la chaleur.
5. Éviter le contact des résines avec la peau.
6. Limiter l'application des produits aux seules zones de traitement.
7. S'assurer que le patient ne présente aucune allergie aux produits utilisés lors d'un traitement.
8. Tester le débit des matériaux à travers les seringues et les embouts d'application avant toute utilisation intra-buccale.
9. Ne jamais forcer sur le piston des seringues.

Algemeen voorzorgsmaatregelen:
1. Voorzichtig: chemische stof kan na een paar uur in de tip uitharden. Om verstopping te voorkomen, verwijder de tip en sluit de tip af met een Luer Lock- dop. Controleer altijd de stroming van het materiaal voordat u het intraoraal gebruikt. Als u weerstand voelt, vervangt u de tip en controleert u opnieuw. Dit geldt NIET voor spuitten met twee patronen en mengtips.
2. Uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.
3. Lees de gebruiksinformatie en de waarschuwingen van de te gebruiken materialen.
4. Bescherm de producten tegen hitte en direct zonlicht.
5. Vermijd huidcontact met kunststofmaterialen.
6. Beperk de toepassing van deze producten op de behandelingsgebieden.
7. Controleer of de patiënt geen allergie heeft voor de te gebruiken materialen.
8. Test het debiet des materialen à travers les seringues et les embouts d'application avant toute utilisation intra-buccale.
9. Ne jamais forcer sur le piston des seringues.

Precauzioni Generali:
1. Precauzioni: Il materiale nei puntali potrebbe indurirsi dopo qualche ora. Per evitare l'ostruzione, rimuoverli il puntale e richiuderlo con il cappuccio Luer Lock dopo ogni utilizzo. Verificare sempre il flusso del materiale prima di applicarlo intraoralmente. Se si dovesse sentire resistenza, sostituire il puntale e riprovare. Quanto riportato sopra NON riguarda le siringhe doppie e i puntali di miscelazione.
2. Prodotto riservato all'uso professionale.
3. Prima di iniziare il trattamento vanno esaminate le istruzioni, le precauzioni d'uso ed i moduli per la sicurezza dei prodotti (MSDS). Utilizzare esclusivamente nei modi indicati.
4. Conservare i prodotti al riparo dal calore e dall'esposizione diretta alla luce del sole.
5. Evitare l'esposizione della pelle alle resine.
6. La presenza di prodotti chimici forti deve essere isolata all'area di trattamento.
7. Verificare che il paziente non sia allergico ai prodotti usati per il trattamento.
8. Prima dell'uso intraorale deve essere verificato il flusso del materiale dalla siringa e dalla punta.
9. Non forzare mai gli stantuffi delle siringhe.

Precautions generales:
1. Precaución: El compuesto químico puede secarse en la punta tras algunas horas. Para evitar obstrucciones, retire la punta y vuelva a tapar con tapas Luer Lock entre cada uso. Siempre verifique el flujo del material antes de aplicarlo intraoralmente. Si encuentra resistencia, cambie la punta y vuelva a comprobar. Esto NO se aplica a las jeringas de doble cilindro y a las puntas de mezclador.
2. Solo para uso profesional.
3. Lea las instrucciones, precauciones y MSDS antes de comenzar el tratamiento. Utilice solo como se indica.
4. Mantenga el producto lejos del calor/luz del sol.
5. Evite el contacto de las resinas con la piel.
6. Aisle los productos químicos fuertes al área de tratamiento.
7. Confirme que el paciente no sufre alergias conocidas a los materiales del tratamiento.
8. Pruebe el flujo de los materiales desde la jeringa y la punta antes de usarlos intraoralmente.
9. Nunca fuerce el émbolo de la jeringa.

Precações gerais:
1. Cuidado: O químico pode polimerizar na ponta após algumas horas. Para evitar a obstrução, retirar a ponta e fechar novamente as tampas Luer Lock entre cada utilização. Verificar sempre o fluxo do material antes da aplicação intra-oral. Em caso de resistência, substituir a ponta e verificar novamente. Isto NÃO se aplica a seringas de cilindro duplo e pontas de mistura.
2. Somente para uso profissional.
3. Ler instruções, precauções e MSDS antes de começar o tratamento. Utilizar só como indicado.
4. Manter os produtos longe do calor e da luz solar direta.
5. Evitar contato com a pele.
6. Aplicar substâncias químicas fortes só na área de tratamento.
7. Confirmar se os pacientes não tem alergias aos materiais utilizados.
8. Testar o escoamento dos materiais através da seringa e ponta antes da aplicação intraoral.
9. Nunca forçar os êmbolos da seringa.

Generella försiktighetsåtgärder:
1. Försiktighetsåtgärd: Det kemiska ämnet kan hårdna i spetsen efter ett några timmar. Avlägsna spetsen och lägg åter lock på med Luer-Lock-lock mellan användningarna för att undvika att den läpps till. Kontrollera alltid materialflödet före intraoral applicering. Om det finns motstånd ska spetsen bytas ut och flödet kontrolleras på nytt. Detta gäller INTE sprutor med två cylindrar och blandningsspessar.
2. Endast för professionellt bruk.
3. Läs bruksanvisningar, försiktighetsåtgärder, och varnoinformationsblad innan behandling påbörjas. Använd endast enligt anvisning.
4. Håll produkten borta från värme och solljus.
5. Undvik hudkontakt med resin.
6. Håll behandlingsområdet isolerat från starka kemikalier.
7. Kontrollera att patienten inte är allergisk till behandlingsmaterial.
8. Testa att materialet flyter fritt ur spulans spets innan användning intraoralt.
9. Tvinga ej med "väld" hårt tryck pistongen i sprutan.

Generelle forholdsregler:
1. Forholdsregler: Materialet kan althinde i spidsen efter et par timer. For at undgå tilstopning skal spidsen læges af, og en luerlock-hætte sættes på mellem hver anvendelse. Kontroller altid materialets flow inden intraoral anvendelse. Hvis der mødes modstand, skal spidsen udskiftes og kontrolleres igen. Dette gælder IKKE for dobbeltsprøjter og blandespidser.
2. Kun til professionelt brug.
3. Læs vejledningen, forholdsreglerne og sikkerhedsdatabladet før behandlingens start. Bar kun anvendes som foreskrevet.
4. Udsæt ikke produktet for varme og sollys.
5. Undgå hudkontakt med resin.
6. Isolér stærke kemikalier fra behandlingsområdet.
7. På bekræftet af patienten ikke har kendte allergier mod de produkter, der anvendes ved behandlingen.
8. Check at materialet flyder frit fra sprøjte og spids før brug intraoralt.
9. Undlad at bruge voldsom kraft til at tvinge et stempel i funktion. Hvis stemplet ikke glider uhindret bør årsagen udføres først.

Yleiset ohjeet:
1. Huomio: Kemikaali voiivat kovetua korkean lämpöden lämmön kulluttua. Tukkeutumisen välttämiseksi poista kärki ja pane luer-lock-korkki takaisin käyttökäyttöön välillä. Varmista aina materiaalin juoksevuus ennen kuin levität sitä suunsiäissesi. Jos virtausvastusta ilmenee, vaihda kärki ja tarkista virtaus uudelleen. Tämä EI koske kaksisynterisiä ruiskuja ja sekoituskärkiä.
2. Vain ammattikäyttöön.
3. Tutustu käyttöohjeisiin, suojeluohjeisiin ja käyttövarallisuustiedotteeseen ennen toimenpiteiden aloittamista. Käytä ainoastaan ohjeiden mukaisesti.
4. Säilytä tuote lämmöllä ja auringonvalolta suojattuna.
5. Vältä ihokosketusta resinin kanssa.
6. Eristä käsittelyaluetta alueelta, jota todettuja allergioita hoitoimenpiteissä käytettäville aineille.
7. Varmista että potilaalla ei ole todettuja allergioita hoitoimenpiteissä käytettäville aineille.
8. Testaa materiaalin juoksevuus ruiskusta ja kärjestä ennen materiaalin käyttöä intraoraalisesti.
9. Älä käytä liian voimaa painaessasi ruiskun mäntää.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:
1. Προφύλαξη: Η χημική ουσία ενδέχεται να σταθροποιείται εντός του άκρου μετά από μερικές ώρες. Για να αποφευχθεί το φράξιμό, αφαιρέστε το άκρο και επανατοποθετήστε τα μπουτά Luer Lock μεταξύ των χρήσεων. Επαληθεύστε πάντοτε το άκρο και ελέγξτε το άκρο. Αυτό ΔΕΝ ισχύει για σύριγγες διπλής σύζυξης και άκρη ανάμειξης.
2. Για επαγγελματική χρήση μόνο.
3. Διαβάστε τις πληροφορίες προληπτικές και MSDS πριν ξεκινήσετε τη θεραπεία. Να το χρησιμοποιείτε πάντοτε σύμφωνα με τις οδηγίες.
4. Φυλάξτε τα προϊόντα από την έκθεση τους στο έντονο άμεσο ηλιακό φως.
5. Απομονώστε την περιοχή της χρήσης από τη θερμότητα.
6. Προφυλάξτε την επαφή του ασθενούς με προϊόντα που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία.
7. Βεβαιωθείτε ότι ο ασθενής δεν έχει κάποια γνωστή αλλεργική αντίδραση στα υλικά της θεραπείας.
8. Να ελέγχετε τη ροή του υλικού από τη σύριγγα και τη ροή της άκρης να χρησιμοποιείται ενδοστοματικά.
9. Μην πιέζετε τίποτε με δύναμη τη βελόνη της σύριγγας.

Общие предосторожности:
1. Меры предосторожности: Через несколько часов работы на законченые могут скапливаться химические вещества. Во избежание загрязнения снимайте наконечник и надевайте лuerовские колпачки на шприц на время между использованием. Перед применением средства в ротовой полости проверьте, насколько хорошо оно выдавливается. Если средство не продвигается насадку и повторите проверку. Это НЕ касается шприцов с двумя цилиндрами и смешивающих насадок.
2. Строго профессиональное использование.
3. Читайте инструкции, предостережения и MSDS до начала лечения. Используйте только согласно указаниям.
4. Избегайте контакта полимеров и композитов с кожей.
5. Избегайте попадания сильных химикатов за пределы области лечения.
6. Убедитесь, что у пациента нет аллергии на используемые материалы.
7. Проверьте вытекание материала из шприца вне ротовой полости.
8. Никогда не давите сильно на поршень шприца.
9. Используйте наконечник для шприцов от Ultradent® или дезинфицируйте шприцы перед следующим использованием.

Špeciálne upozornenia:
1. Špeciálne upozornenia: Po niekoľkých hodinách zostávajú na koncoch špičiek chemické látky. Aby sa predišlo znečisteniu, odstraňujte špičku a nasaďte luerovské uzatváracie kolpáčiky na ihlu medzi jednotlivými použitiami. Pred použitím prostriedku v ústnej dutine skontrolujte, ako dobre sa vyťahuje. Ak prostriedok neprotlačíte ihlu, zopakujte kontrolu. Toto NE platí pre špičky s dvoma vlnkami a miešacie nástroje.
2. Štrikto profesionálne použitie.
3. Čítajte inštrukcie, upozornenia a MSDS pred začatím liečby. Používajte iba podľa pokynov.
4. Pred použitím prostriedku v ústnej dutine skontrolujte, ako dobre sa vyťahuje. Ak prostriedok neprotlačíte ihlu, zopakujte kontrolu. Toto NE platí pre špičky s dvoma vlnkami a miešacie nástroje.
5. Pred použitím prostriedku v ústnej dutine skontrolujte, ako dobre sa vyťahuje. Ak prostriedok neprotlačíte ihlu, zopakujte kontrolu. Toto NE platí pre špičky s dvoma vlnkami a miešacie nástroje.
6. Pred použitím prostriedku v ústnej dutine skontrolujte, ako dobre sa vyťahuje. Ak prostriedok neprotlačíte ihlu, zopakujte kontrolu. Toto NE platí pre špičky s dvoma vlnkami a miešacie nástroje.
7. Pred použitím prostriedku v ústnej dutine skontrolujte, ako dobre sa vyťahuje. Ak prostriedok neprotlačíte ihlu, zopakujte kontrolu. Toto NE platí pre špičky s dvoma vlnkami a miešacie nástroje.
8. Pred použitím prostriedku v ústnej dutine skontrolujte, ako dobre sa vyťahuje. Ak prostriedok neprotlačíte ihlu, zopakujte kontrolu. Toto NE platí pre špičky s dvoma vlnkami a miešacie nástroje.
9. Pred použitím prostriedku v ústnej dutine skontrolujte, ako dobre sa vyťahuje. Ak prostriedok neprotlačíte ihlu, zopakujte kontrolu. Toto NE platí pre špičky s dvoma vlnkami a miešacie nástroje.

Genel Öneriler:
1. Önemli: Kimyasal birkaç saat sonra uçta donabilir. Tıkanmayı önlemek için her kullanımdan sonra ucu çıkarıp Luer Lock Kapak takın. Açık iğne uygulandıktan önce mutlak materyalin akıp akmadığını kontrol edin. Direnç karşılaşırsanız ucu değiştirin ve yeniden kontrol edin. Bu, çift hazneli şırıngalar ve karıştırma uçları için geçerli DEĞİLDİR.
2. Tedaviye başlamadan önce talimatları, önerileri ve MSDS'yi gözden geçirin. Kullanma talimatlarına tamamen uyunuz.
3. Ürünleri sıcaklığınüçünes ışığından koruyunuz.
4. Derinin rengine temasından kaçınınız.
5. Kuşvetli kimyasallar tedavi bölgesinden izole ediniz.
6. Hastanın tedavi materyallerine karşı bilinen bir alerjisi olmadığını teyit ediniz.
7. Materyalleri kullanmadan önce şırınga (missing word(s)) ve uçları akyor oluşuğunu kontrol edin.
8. Hiç bir zaman şırınga pistonuna kuvvet uygulamayınız.
9. Hastalar arasında Ultradent şırınga Örneğini kullanınız ve/veya şırıngaları dezenfekte ediniz.

### احتياطات عامة

- تحذير: قد تتصلب المادة الكيميائية في الطرف بعد عدة ساعات. لتجنب الترسد، ازل الطرف وأعد تغليفه بأغطية Luer Lock قبل استعمال. تحقق دائما من تعلق المراد قبل وضعها داخل الفم. إذا قُلت مقاومة ثم تبدلت الطرف وأعد الاختبر. لا يفتق تلك على الحاقلي أو لها فتورق. اطرف الحاقلي
- رائد الاحداث والاحتياطات قبل بداية العلاج، يستعمل كما هو محدد
- تجنب التعرض من الحرارة وضوء الشمس
- تجنب تعرض اليد
- الاحتياطات القوية عن منطقة العلاج
- تأكد من عدم وجود حساسية لدى المريض داخل الفم
- استخدم بقوة المراد من البرجة والس قبل الاستعمال داخل الفم
- الضغط بقوة ابدأ على العكس البرجة.
- استعمل غشاء سرجيات الفترات أو قم بتطهير السرجية عند الاستعمال بين المرضى

**일반적 주의사항**
1. 주의사항: 몇 시간만 지나면 화학물질이 팁에 고착될 수 있습니다. 막히지 않도록 하기 위해서는 사용 간에 팁을 제거하고 루어 락 캡을 다시 씌웁니다. 구강내에 사용하기 전에 자재의 흡부상태를 항상 확인합니다. 저항감이 느껴지면, 팁을 교환한 후 다시 점검합니다. 이를 이중 배열 주사기와 직접 팁에는 적용하지 않습니다.
2. 사용전에 반드시 사용설명서, 주의사항 및 안전성 자료를 읽고 지시대로 사용하십시오.
3. 용이나 직사광선을 피하십시오.
4. 메탈류는 피부부적응을 피하십시오.
5. 화학성이 강한 재료는 진료지역에서 먼 곳에 두십시오.
6. 환자가 제품에 알레르기가 있는지 여부를 꼭 확인하십시오.
7. 구강내에 사용하기전에 시린저 밑에서 제품의 점도(흐름)를 확인하십시오.
8. 시린저 밑대를 가볍게 천천히 미십시오.
9. 환자 뒤를 향해 시린저 카버를 이용하거나 소독된 시린저를 사용하십시오.

产品名称: 菌斑指示剂
型号:
Sable Seek: 233/234/1805/1021;
Seek Caries Indicator: 209/210/1804.
描述:
Seek caries indicator 菌斑指示剂中包含以丙二醇为基料的 D&C 染料, 可使牙齿菌斑部分着色为红色. Sable Seek 菌斑指示剂中含有以含水丙二醇为基料的 FD&C 染料, 可使牙齿菌斑部分着色成为墨绿色.
适用范围:
该产品用于显示菌斑, 辅助口腔检查和治疗.
禁忌症:
使用前先确认病患对本产品不过敏.
步骤:
1. 如果使用 IndiSpense 系统, 参照以下使用方法:
a) 将预标签单位剂量的注射器连接在一个大号的无废物物的 IndiSpense 注射器上, 通过单位剂量注射器的鲁尔接头与 IndiSpense 注射器的阳性螺纹紧密连接.
b) 用掌心轻轻按压 IndiSpense 注射器柱塞, 另一只手握住单位剂量注射器. 当按压 IndiSpense 注射器时, 轻轻拉动单位剂量注射器的柱塞使进入. 不要将注入单位剂量注射器的处理剂反向推回 IndiSpense 注射器内. 为了防止交叉污染, 请勿二次利用使用过的单位剂量注射器.
c) 单位剂量注射器的顶端上鲁尔接头桶或装上一个调整针帽 (如不立即使用的加盖 Ultradent's TipSoC 针帽).
2. 准备使用时, 打开鲁尔接头并拧上微型针头, 使微型针头牢固固定到注射器上. (如果预先加盖了针帽, 取下 TipSoC 盖). 为达到最佳控制, 用掌心代替常用的拇指按动注射器柱塞.
3. 表面涂漆菌斑指示剂 (Seek Caries Indicator & Sable Seek) 进行检查. 停留 10 秒钟后, 将指示剂冲掉并用吸唾器擦干.
4. 当 Seek caries indicator 菌斑指示剂用于牙龈早期萌管的识别时, 一个小红点将会留在根管开口处.
5. 使用低速圆形钻头或磨削器清除龋坏. 按需要重复操作直至循环完全清除.
6. 修复部位选择修整修复体形状. 推荐使用 PQ1 或 PermaQuick 粘结剂以及 Vit-I-essence 或 Amelogen 复合材料.

注意事项:
1. 注意: 化学物品可能在几个小时时候固化在输送头中, 避免堵塞. 使用完毕之后请去掉输送头, 接上鲁尔接头盖帽. 口腔内涂抹时一定要确认材料的流动性. 如果流动受阻, 更换输送头, 再检查一遍. 这一条不适用于双管输送器和混合输送头.
2. 针头为一次性用品.
3. 避免液体飞溅. 从龋坏部位机械的移除着色剂.
4. 如果染料难以从其他部位的输送头(口腔内), 可使用次氯酸钠溶液如 ChlorCid 或双氧水冲洗.
5. 这些化学物质仅在牙科治疗部位使用.
6. 先确认病患即将使用的材料不会过敏.
7. 在口内使用之前, 请先测试注射筒及针头内的材料是否有流动性.
8. 不可用力推针筒
特殊储存:
无, 常温下保存即可.
生产日期和使用期限:
请参见产品标签.
说明书修订日期:
2016 年 5 月 20 日

注意事项:
1. 限专业人员使用
2. 使用本产品治疗前请阅读说明书, 注意事项, 和产品安全技术数据. 遵照指示使用.
3. 请避免置于光照或高温处
4. 避免皮肤接触或到眼睛
5. 这些化学物质仅在牙科治疗部位使用
6. 先确认病患即将使用的材料不会过敏
7. 在口内使用之前, 请先测试注射筒及针头内的材料是否有流动性
8. 不可用力推针筒

1 已经证明, 食用白醋对沾有菌斑指示剂染料的服装、台面、盖子、地毯等均可有效清除, 不论什么颜色.

注意事项:
1. 限专业人员使用
2. 使用本产品治疗前请阅读说明书, 注意事项, 和产品安全技术数据. 遵照指示使用.
3. 请避免置于光照或高温处
4. 避免皮肤接触或到眼睛
5. 这些化学物质仅在牙科治疗部位使用
6. 先确认病患即将使用的材料不会过敏
7. 在口内使用之前, 请先测试注射筒及针头内的材料是否有流动性
8. 不可用力推针筒

特殊储存:
无, 常温下保存即可.

生产日期和使用期限:
请参见产品标签.

说明书修订日期:
2016 年 5 月 20 日

备安人和生产企业信息:
Ultradent Products, Inc. 美国皓齿制品有限公司
住所/生产地址: 505 West 10200 South Jordan, Utah 84095, USA
电话: 800.522.5512 传真: 801.572.0600

代理人和售后服务单位:
名称: 广州市皓齿壹医疗器械有限公司
住所: 广州市海珠区工业大道北 67 号 34 号楼首层自编 102 房
电话: 020-84136505
传真: 020-84136535
医疗器械备案凭证编号/产品技术要求编号: 国械备20160741号

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับงาน
1. ข้อควรระวัง: สารเคมีอาจแข็งตัวในปลายเข็มหลังจากผ่านไปสองสามชั่วโมง เพื่อหลีกเลี่ยงการอุดตัน ให้เปลี่ยนเข็มและปิดท้ายเข็มด้วยฝา Luer Lock Caps ระหว่างการใช้งานแต่ละครั้ง ตรวจสอบการไหลก่อนใช้เข็มภายในช่องปาก หากพบความต้านทาน ให้เปลี่ยนเข็มและตรวจสอบการไหลอีกครั้ง. สิ่งนี้ไม่ใช้กับเข็มสองเข็มและเข็มผสม.
2. ใช้เฉพาะสำหรับมืออาชีพเท่านั้น.
3. อ่านคำแนะนำ, ข้อควรระวัง และ MSDS ก่อนเริ่มการรักษา. ใช้เฉพาะตามคำแนะนำเท่านั้น.
4. หลีกเลี่ยงการสัมผัสของเรซินกับผิวหนัง.
5. หลีกเลี่ยงการสัมผัสของสารเคมีที่รุนแรงกับผิวหนัง.
6. ตรวจสอบว่าผู้ป่วยไม่มีอาการแพ้ต่อวัสดุที่ใช้ในการรักษา.
7. ตรวจสอบการไหลของวัสดุจากเข็มและปลายเข็มก่อนใช้เข็มภายในช่องปาก.
8. ห้ามใช้แรงกดมากเกินไปกับลูกสูบของเข็ม.
9. ห้ามใช้เข็มกับวัสดุที่แข็งตัวแล้วหรือวัสดุที่ยังไม่แข็งตัวเต็มที่.

# Seek® & Sable™ Seek®



EN Caries Indicator	PT Detector de Cáries	PL Identyfikator Próchnicy
DE Indikatörlösung zur Kariesidentifikation	SV Kariesindikator	TR Çürük Belirleyici
FR Révélateur de carie	DA Caries Indicator	AR مظهر التسوس. سايك ، سايك سيك
NL Caries Indicator	FI Kariesindikaattori	KO 충치식별액
IT Rivelatore di Carie	EL Δείκτης Τερηδονας	ZH 菌斑指示剂
ES Indicador de Caries	RU Индикатор кариеса	TH Caries Indicator



EN Apply caries detector. Avoid contact to clothing, etc.	Rinse and vacuum. Note stained decay.	Remove decay with slow speed bur or hand excavator.	Reapply detector and rinse to assure complete removal of decay.	Apply dentin/enamel bonding system (e.g. PQ1) and restore.
---	---------------------------------------	---	---	--

DE Die Indikatörlösung auftragen. Flecken auf Kleidung etc. vermeiden.	Abspülen und absaugen. Beachten Sie die angefärbte, kariöse Substanz.	Karies entfernen mit langsamlaufendem Bohrer oder Handexcavator.	Indikatorlösung erneut auftragen und abspülen, um die vollständige Kariesentfernung zu prüfen.	Dentin/Schmelzbonding legen (z. B. PQ1), anschließend Zahn restaurieren.
--	---	--	--	--

FR Appliquer le révélateur de carie. Eviter le contact avec les vêtements, etc...	Rincer tout en aspirant. Noter les zones cariées colorées.	Eliminer la carie à l'aide d'une fraise ou d'un excavateur.	Réappliquer le détecteur de carie pour s'assurer de l'élimination totale de la carie.	Appliquer le système adhésif amélo-dentinaire (PQ1, par exemple) et procéder à la restauration de la dent.
---	--	---	---	--

NL Breng cariësdetector aan. Vermijd contact met kleding etc.	Spoel en zuig af. Zie gekleurd carieus weefsel.	Verwijder carieus weefsel met een langzaam draaiende boor of handexcavator.	Apliceer opnieuw en spoel om verzekerd te zijn van complete verwijdering van het carieuze weefsel.	Breng dentine-/glazuurbonding aan (bijv. PQ1) en restaureer.
---	---	---	--	--

IT Applicare il rivelatore di carie. Evitare il contatto con il vestiario, ecc.	Sciagquare e aspirare. Si noti la carie colorata.	Togliere la carie con una fresa a bassa velocità o con un escavatore manuale.	Per verificare la completa rimozione della carie riapplicare il rivelatore e sciagquare.	Applicare un sistema di adesione smalto/dentinale (es. PQ1), quindi ricostruire.
---	---	---	--	--

ES Aplicar el detector de caries. Evite el contacto con la ropa, etc.	Enjuague y aspire. Anote la caries manchada.	Elimine la caries con una fresa a baja velocidad o un excavador de mano.	Vuelva a aplicar el detector para garantizar la completa eliminación de la caries.	Aplique un sistema de adhesión de dentina/esmalte (por ejemplo, PQ1) y realice la restauración.
---	--	--	--	---

PT Aplicar o Detector de cáries. Evitar contacto com vestuário, etc.	Lavar e aspirar. Reparar na coloração da dentina cariada.	Remover a cárie com broca de baixa velocidade ou excavador manual.	Reaplicar o detector e lavar para assegurar a remoção total da cárie.	Aplicar sistema de bonding para dentina/esmalte (ex. PQ1) e restaurar.
--	---	--	---	--

SV Applicera kariesindikator. Undvik kontakt med tyg, kläder m.m.	Skölj och sug rent. Observera infärgad karies.	Avverka karies med lågvarvsvinkelstycke eller handexcavator.	Återapplicera indikator och skölj för att avgöra om all kariös dentin är exkaverat.	Applicera dentin/emaljbondingsystemet PQ1 och restaurera.
---	--	--	---	---

DA Påfør kariesindikator. Undgå kontakt med tøj etc.	Skyl og tørlæg. Bemærk farvningen af den karieserede tandsubstans.	Fjern karieset væv med langsomt kørende bor eller håndexcavator.	Påfør kariesindikatoren igen og skyl for at kontrollere om alt karieset væv er fjernet.	Påfør dentin/emalje adhæsiv (PQ1) og restaurer kaviteten.
--	--	--	---	---

FI Applikoi kariesindikaattori. Vältä aineen joutumista kosketuksiin vaatteiden yms. kanssa.	Huuhtele ja imuroid puhtaaksi. Näkyville tulee värjäytynyt karies.	Poista karies matalakierroksisella poralla tai käsi-instrumentilla.	Applikoi indikaattoria uudestaan ja huuhtele varmistaaksesi, että kaikki kariotunut dentiini on poistettu.	Applikoi dentiini/kiillesidosaine PQ1 ja tee täyte.
--	--	---	--	---

EL Τοποθετείστε το-αποκαλυπτικό-της-τερηδόνας. Αποφύγετε την-επαφή-του-με-ρούχα-κλπ.	Ξεπλύνετε-και-στεγνώστε.-Παρατηρήστε-την-χρωματισμένη-τερηδόνα.	Απομακρύνετε-την-τερηδόνα-με-χαμηλής-ταχύτητας-φρέζα-ή-κοχλιόμοιο-οδοντινής-της-τερηδόνας.	Τοποθετείστε-ξανά-το-αποκαλυπτικό-τερηδόνας-και-ξεπλύνετε-για-να-βεβαιωθείτε-για-την-ολοκληρωτική-απομάκρυνση-της-τερηδόνας.	Τοποθετείστε-συγκολλητικό-παράγοντα-οδοντινής/αδαμαντίνης (π.χ. PQ1) και-αποκαταστήστε.
--	---	--	--	---

RU Нанесите индикатор кариеса. Не допускайте попадания на одежду и т.п.	Прополощите и отсотите. Отметьте пятно разрушения.	Удалите пораженное место низкоскоростным бором или ручным экскаватором.	Снова нанесите индикатор и прополощите до полного удаления поврежденных тканей.	Нанесите связующую бонд-систему дентина/эмали (например, PQ1) и восстановите зуб.
---	--	---	---	---

PL Należy preparat. Uwaga! Należy unikać kontaktu z odzieżą itp.	Po splukaniu i odessaniu uwidacznia się zmieniona próchnicowa tkanka.	Usunąć zmienione próchnicowo tkanki przy pomocy wiertła lub ekskavatora.	W celu upewnienia się, że próchnicowo zmienione tkanki zostały usunięte należy powtórnie nałożyć preparat i go wyplukać.	Po opracowaniu ubytku nałożyć system wiążący (np. PQ1) i wypełnić.
--	---	--	--	--

TR Çürük belirleyici uygulayınız. Elbise, vs. ile temas ettirmeyiniz.	Yıkayınız ve aspire ediniz. Boyanmış çürüğe dikkat ediniz.	Çürük kısmı düşük devirli frezle veya el ekskavatorü ile uzaklaştırınız.	Çürük kısmın tamamen uzaklaştırılması için detektörü tekrar uygulayınız ve yıkayınız.	Dentin / mine bonding sistemini (ör: PQ1) uygulayınız ve restore ediniz.
---	--	--	---	--


AR ضع مظهر التسوس وتجنب ملامسة الملابس وغيرها.	اغسل واشطف لاحظ التسوس المصبوغ.	قم بإزالة التسوس باستعمال سنابل بطيئة أو مجرفة (كاحت سوس).	(بي) أعد وضع مظهر التسوس واغسل للتأكد من تمام إزالة التسوس.	ضع المادة اللاصقة (للعاج والميناء) - (بي) أكمل كالمعتاد.
--	---------------------------------	--	---	--

KO 카리스 인디케이터인 "Sable Seek"를 와동에 10초간 도포합니다. (옷 등에 접촉하지 않도록 유의)	세척 및 air dry한 후 caries를 확인합니다.	Caries가 여전히 남아있으면 slow speed bur 또는 excavator로 제거 합니다.	Caries 제거 여부를 확인하기 위해 "Sable Seek"를 재도포한 후, 세척 합니다.	Caries의 완전 제거 확인 후, bonding agent를 저치 후 수복합니다.
--	--------------------------------	--	---	--

ZH 涂布菌斑指示剂，避免沾到衣物	冲洗，然后以强力吸唾器吸干，牙齿龋蚀部位会被染色	将染色龋齿的部分以慢速手机车针或用手挖匙去除掉	再次使用菌斑指示剂，然后冲洗以确定牙齿龋蚀部分是否已完全去除	使用牙本质/牙釉质粘接系统(如:PQ1)并进行牙体修复
-------------------	--------------------------	-------------------------	--------------------------------	-----------------------------

TH ทาบนรอยยี่ที่ต้องการตรวจ (ระวังอย่าให้ถูกเสื้อผ้า) (ใช้ Black Mini Brush Tip)	ล้างน้ำ ตรวจดูรอยยี่ที่ตกค้างบนรอยยี่	กรอรอยยี่ออกหรือใช้ Spoon ตักออก	ทาน้ำยาล้าง เพื่อทดสอบว่าหมกรอยยี่หรือไม่	ทาบนอดิ่งและอุดทับ
--	---------------------------------------	----------------------------------	---	--------------------

EN- Do not re-use to avoid cross contamination  
 DE- Um Kreuzkontamination zu vermeiden, nicht erneut benutzen  
 FR- Ne pas réutiliser pour éviter la contamination croisée  
 NL- Niet opnieuw gebruiken om kruisbesmetting te voorkomen  
 IT- Non riutilizzare per evitare la contaminazione crociata  
 ES- No reutilice para evitar la contaminación cruzada  
 PT- Não reutilize para evitar a contaminação cruzada  
 SV- För undvikande av korskontamination, återanvänd inte  
 DA- Må ikke genbruges for at undgå krydskontaminering  
 FI- Älä käytä uudelleen ristikontaminaation välttämiseksi  
 EL- Μην το επαναχρησιμοποιείτε για να αποφεύξετε τη διασταυρούμενη μόλυνση  
 RU- Не использовать повторно во избежание перекрестного заражения  
 AR- لا تعيد استخدامه لتجنب التلوث المتبادل  
 KO- 고자 오염 받지를 위해 재사용하지 말 것  
 ZH- 切勿再使用，以免交叉感染  
 TH- ห้ามนำกลับมาใช้ใหม่เพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนข้าม



EN- Store at room temperature  
 DE- Raumtemperatur lagern  
 FR- Entreposer à température ambiante  
 NL- Bij kamertemperatuur bewaren  
 IT- Conservare a temperatura ambiente  
 ES- Almacenar a temperatura ambiente  
 PT- Armazenar em temperatura ambiente  
 SV- Förvaras i rumstemperatur  
 DA- Opbevares ved stuetemperatur  
 FI- Säilytä huoneenlämmössä  
 EL- Φυλάσσεται σε θερμοκρασία δωμάτιου  
 RU- Хранить при комнатной температуре  
 AR- لا تخزنه في درجة حرارة الغرفة  
 KO- 실온 보관  
 ZH- 室温储存  
 TH- จัดเก็บ ณ อุณหภูมิห้อง

EN- Use by date  
 DE- Verfallsdatum  
 FR- Date de péremption  
 NL- Uiterste gebruiksdatum  
 IT- Utilizzare entro  
 ES- Usar antes de  
 PT- Usar até a data  
 SV- Använd före datum  
 DA- Lidløbsdato  
 FI- Viimeinen käyttöajankohta  
 EL- Ημερομηνία λήξης  
 RU- Использовать до  
 PL- Data ważności  
 TR- Son kullanma tarihi  
 AR- تاريخ انتهاء الصلاحية  
 KO- 기제일까지 사용  
 ZH- 有效期至  
 TH- ใช้ภายในวันที่

## Rx

EN- For professional use only  
 DE- Nur zur Verwendung durch Sachkundige  
 FR- Destiné à un usage professionnel uniquement  
 NL- Alleen voor professioneel gebruik  
 IT- Esclusivamente ad uso professionale  
 ES- Sólo para uso profesional  
 PT- Apenas para uso profissional  
 SV- Entart för yrkesmässig användning  
 DA- Kun til professionel brug  
 FI- Vain ammattikäyttöön  
 EL- Για επαγγελματική χρήση μόνο  
 RU- Только для профессионального применения  
 PL- Wyłącznie do zastosowań profesjonalnych  
 TR- Sadece profesyonel kullanıma yöneliktir  
 AR- للاستخدام المهني فقط  
 KO- 전문가 전용  
 ZH- 仅用于专业用途  
 TH- สำหรับผู้เชี่ยวชาญใช้เท่านั้น

## LOT

EN- Lot Number  
 DE- Chargennummer  
 FR- Numéro du lot  
 NL- Batchnummer  
 IT- Numero di lotto  
 ES- Número de lote  
 PT- Número do lote  
 SV- Satsnummer  
 DA- Lotnummer  
 FI- Eränumero  
 EL- Αριθμός παρτίδας  
 RU- Номер партии  
 PL- Numer serii  
 TR- Lot Numarası  
 AR- رقم البرة  
 KO- 로트 번호  
 ZH- 批号  
 TH- หมายเลขล็อต

EN- Recycle  
 DE- Recyceln  
 FR- Recycler  
 NL- Recyclen  
 IT- Riciclare  
 ES- Reciclar  
 PT- Reciclar  
 SV- Återvinna  
 DA- Genbrug  
 FI- Kiertää  
 EL- Ανακυκλώστε το  
 RU- Рециклеровать  
 PL- Oddać do recyklingu  
 TR- Geri dönüştürün  
 AR- قم بإعادة التدوير  
 KO- 재활용  
 ZH- 回收  
 TH- รีไซเคิล

## REF

EN- Catalog Number  
 DE- Katalognummer  
 FR- Numéro de référence  
 NL- Catalogusnummer  
 IT- Numero di catalogo  
 ES- Número de catálogo  
 PT- Número do catálogo  
 SV- Katalognummer  
 DA- Katalognummer  
 FI- Luettelunumero  
 EL- Αριθμός καταλόγου  
 RU- Номер по каталогу  
 PL- Oddział do rezerwacji  
 TR- Katalog Numarası  
 AR- رقم الكتالوج  
 KO- 카탈로그 번호  
 ZH- 目录号  
 TH- หมายเลขแคตตาล็อก

EN- See Instructions  
 DE- Siehe Anleitung  
 FR- Cf. instructions  
 NL- Zie gebruiksaanwijzing  
 IT- Vedere le istruzioni  
 ES- Ver las Instrucciones  
 PT- Veja as instruções  
 SV- Se anvisningar  
 DA- Se brugsanvisningen  
 FI- Lue käyttöohjeet  
 EL- Δείτε τις οδηγίες  
 RU- См. инструкцию  
 PL- Patrz: instrukcje  
 TR- Talimatlara bakın  
 AR- انظر التعليمات  
 KO- 설명서 참고  
 ZH- 参阅说明  
 TH- ดูขั้นตอนการใช

**Seek & Sable Seek**  
 Flammability

Health	0	0	0	Reactivity
--------	---	---	---	------------

HAZARD RATING  
 4 = Severe  
 3 = Serious  
 2 = Moderate  
 1 = Slight  
 0 = Minimal

EN- Flammable  
 DE- Entzündbar  
 FR- Inflammable  
 NL- Brandbaar  
 IT- Inflammabile  
 ES- Inflamable  
 PT- Inflamável  
 SV- Brandfarlig  
 DA- Brandbar  
 FI- Syttyvä  
 EL- Εσφλεκτό  
 RU- Легковоспламеняющееся вещество  
 PL- Produkt łatwopalny  
 TR- Yanıcıdır  
 AR- قابل للاحتراق  
 KO- 인화성  
 ZH- 易燃  
 TH- ติดไฟได้

Ultradent Products GmbH  
 51143 Cologne  
 Germany

For product SDS please see our website: [www.ultradent.com](http://www.ultradent.com)  
 1-800-552-5512; 901-572-4200

EC REP 0044

U.S. Federal law restricts the sale of this device by or on the order of a dentist.  
 Keep out of reach of children.  
 For immediate re-use and/or complete descriptions of Ultradent products, please refer to Ultradent's catalog or call Toll Free 1-800-552-5512.  
 The first two numbers are the month, and the third number is the last number of the year.  
 Outside U.S. call (801) 572-4200 or visit [www.ultradent.com](http://www.ultradent.com).

Seek® & Sable™ Seek®  
 Caries Indicator & Root Canal Locator

Manufactured by:  
 Ultradent Products, Inc.  
 336 West 10200 South  
 Uauia, Utah 84906 USA  
 Made in USA

ULTRADENT  
 PRODUCTS, INC.  
 © Copyright 2019 Ultradent Products, Inc. All Rights Reserved.  
 11054-013 08/219