

# TRIOKLAPP™

## SKYDDSFÖRKLÄDE MED SKÄRP

Skyddsförklädet TrioKlapp™ är anpassat för att skydda sjukvårds- och hemtjänstpersonal vid provtagning och behandling av patienter eller brukare. Förklädet är tillverkat med återvunnen råvara, i polyetenplast av ett helt vattentätt material som är mjukt och bekvämt att bära. Skyddsförklädet TrioKlapp™ produceras i Sverige med hög leveranssäkerhet – självklart CE-märkt och godkänt av Arbetsmiljöverket.

TrioKlapp™ är framtagen i samarbete med svensk sjukvård för att säkerställa god användarvänlighet och bekväm komfort.

### PRODUKT

**TrioKlapp™** Ett skyddsförkläde utan ärm, med skärp. Helt vattentätt skyddsförkläde i polyetenplast som är mjukt och bekvämt att bära och med extra längd för mer skydd runt vaderna.

### TEKNISK INFORMATION

**Storlek:** One size

**Total längd:** 1350 mm

**Omkrets:** 900 mm

**Färg:** Medtech-grön

**Förpackning:** Förklädet kommer styckförpackat i kartong med 400 förkläden/kartong.

**Hållbarhet:** Obruten förpackning, 12 månader från leveransdatum.  
Under rätt lagerförhållanden för polyetenfilm kan produkten vara användbar under längre tid.



## MEDICAL CATEGORY: PROTECTIVE CLOTHING



■ Drapes



■ Mayo Stand



■ Heating blankets



☒ Clothing gown

### MATERIAL

Ingredienserna i skyddsförklädet är godkända för matkontakt enligt EU förordning 10/2011\*

Ämnen eller produkter som orsakar allergier eller intoleranser (som anges i bilaga II till förordning (EU) 1169/2011) används inte avsiktligt i den här produkten.\* Vi intygar att vi under tillverkning av denna produkt inte använder eller tillsätter någon av de kemikalier som anges i följande bilagor i kvantiteter som överstiger de tillämpliga gränserna:

- Bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) 1907/2006
- Bilaga XVII+C370 till REACH-förordningen (EG) 1907/2006

\*Baserat på leverantörens produktinformation.

**Materialtyp:** Polyetenfilm

**Tjocklek:** 30 µm

### KVALITET & MILJÖ

Den här artikeln är tillverkad i enlighet med:

- ISO 9001: 2015
- ISO 14001: 2015
- Vi uppfyller dagens REACH krav
- Trioplast Code of conduct
- CE-märkning
- Godkänd av Arbetsmiljöverket



### ORDERINFORMATION

**Artikelnr:** TrioKlapp™ 1001.301

**Leveranstid:** Enligt överenskommelse

**Minimumorder:** 1 helpall (12 000 TrioKlapp™-förkläden)

**TrioKlapp™** är ett svenskproducerat skyddsförkläde färdigt för leverans som lagerhålls i Sverige och är producerat av Trioplast – stolt leverantör till den globala sjukvårdsindustrin sedan 1965.

#### **Kontakta oss för beställning eller mer information:**

Stephanie Jörliden

Tel. 0418- 43 79 08

stephanie.jorliden@trioplast.com

#### **Vill ni ha ett prov? Beställ på:**

skyddsklader@trioplast.com

**Trioplast Landskrona**  
Division: Consumer Packaging & Specialty Films  
Lodjursgatan 5, 261 23 Landskrona

  
**TRIOPLAST**  
www.trioplast.com